HisTrap™-Säulen: reinigung von Poly His-Fusionsproteinen



HisTrap HP (High Performance): Empfohlen zur Reinigung von Poly-Histidin-Proteinen nach der Filtration der Probe. 34 µm Korngröße.
HisTrap FF Crude: Nützlich zum Auffangen von Polyhistidin-Proteinen ohne vorherige Filtration der Probe.
HisTrap FF (Fast Flow): Empfohlen für die Reinigung von Polyhistidin-Proteinen aus großen, gefilterten Probenvolumina. 90 µm Korngröße.

Art. Nr.	Bezeichnung	Matrix:	Format	Verpack.	CHF
17-5248-01	HisTrap HP	Ni Sepharose HP	5-ml-Säule	1 Säule	AA -
17-5248-02	HisTrap HP	Ni Sepharose HP	5-ml-Säule	5 Säulen	AA -
17-5247-01	HisTrap HP	Ni Sepharose HP	1-ml-Säule	5 Säulen	AA -
28-4009-89	His MultiTrap HP	Ni Sepharose HP	96-Well-Platte	4 Platten	AA -
28-4013-53	HIS SPINTRAP	Ni Sepharose HP	Säulen zu Mikrozentri. 100 µl	50 Säulen	AA -
17-5255-01	HisTrap FF	Ni Sepharose 6 FF	5-ml-Säule	5 Säulen	AA -
17-5319-01	HisTrap FF	Ni Sepharose 6 FF	1-ml-Säule	5 Säulen	AA -
28-4009-90	His MultiTrap FF	Ni Sepharose 6 FF	96-Well-Platte	4 Platten	AA -
11-0004-58	HisTrap FF CRUDE	Ni Sepharose 6 FF	1-ml-Säule	5 Säulen	AA -
17-5286-01	HisTrap FF CRUDE	Ni Sepharose 6 FF	5 ml-Säule	5 Säulen	AA -
11-0033-99	His GraviTrap	Ni Sepharose 6 FF	1-ml-Säule	10 Säulen	AA -
28-9321-71	His SpinTrap Kit	Ni Sepharose HP	Säule His SpinTrap + His Buffer Kit	Für 50 Purificationen	AA -

* + Puffer für die Reinigung von Poly-His-Fusionsproteinen

TALON® Superflow™ und HiTrap™ TALON® Crude



TALON®-Harz, zur Trennung von Histidin-getaggten Proteinen.
Harz auf Kobaltbasis für die Affinitätschromatographie mit immobilisierten Metallen (IMAC).
Dieses Harz ermöglicht die Reinigung von Proteinen unter nativen und denaturierten Bedingungen, wenn das Ni2+-Ion nicht die optimale Lösung als Chelatmetall ist.

- **Für die Konzentration von Polyhistidin-Proteinen**
- **Erhältlich in 10- oder 50ml-Superflow™-Flaschen oder in gebrauchsfertigen HiTrap™-Säulen**
- **HiTrap™-Säulen, die mit einer einfachen Spritze oder mit jedem Nieder-, Mittel- oder Hochdruckchromatographiesystem kompatibel sind**
- **HiTrap™-Säulen, die mit einem 1/16"-Buchseneingang und einem 1/16"-Steckerausgang ausgestattet sind, Möglichkeit, die Säulen miteinander zu verbinden**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
28-9537-66	HiTrap™ TALON® Crude 5 x 1 ml	AA -
28-9537-67	HiTrap™ TALON® Crude 5 x 5 ml	AA -
28-9574-99	TALON® Superflow™ 10 ml	AA -
28-9575-02	TALON® Superflow™ 50 ml	AA -

Säulen HisTrap ™ EXCEL®

cytiva

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
17-3712-05	HisTrap™ EXCEL 5 x 1 ml	AA -
17-3712-06	HisTrap™ EXCEL 5 x 5 ml	AA -

Die HisTrapTM EXCEL Säulen, die mit dem Ni Sepharose EXCEL Gel vorverpackt sind, sind speziell für die Erfassung und Reinigung von Histidin-markierten Proteinen, die in eukaryotischen Zellen sezerniert werden, bestimmt.

HiTrap ™ Chelating und HiTrap IMAC ™Säulen

cytiva

Reinigung von Polyhistidin-Proteinen nach Chelatbildung mit einem Metallion wie Cu^{2+}, Zn^{2+}, Ni^{2+}, Co^{2+}, Fe^{3+}.

Volumen	5 x 1 ml	1 x 5 ml	5 x 5 ml
Affinität - Reinigung von Antikörpern			
HiTrap Chelating HP	17-0408-01	17-0409-01	17-0409-03
CHF	AA -	AA -	AA -
HiTrap IMAC HP	17-0920-03	-	17-0920-05
CHF	AA -	-	AA -
HiTrap IMAC FF	17-0921-02	-	17-0921-04
CHF	AA -	-	AA -





Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um die Anleitung zur Cytiva Chromatographie zu erreichen

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com