Proteine / Chromatographie / Size Exclusion Chromatography

cytiva

Superdex Chromatographiesäule

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
28-9909-44	Superdex 200 Increase 10/300 GL	AA -
28-9909-45	Superdex 200 Increase 5/150 GL	AA -
28-9909-46	Superdex 200 Increase 3,2/300 GL	AA -
29-1487-21	Superdex 75 Increase 10/300 GL	AA -
29-1487-22	Superdex 75 Increase 5/150 GL	AA -
29-1487-23	Superdex 75 Increase 3,2/300 GL	AA -

Superdex 200 Increase 10/300 GL : für präparative Reinigungen (Volumen im ml-Bereich) und für die Analyse und Charakterisierung von Proteinen mit einem Molekulargewicht zwischen 10000 und 600000 (wie Antikörper).
Superdex 200 Increase 3,2/300 : Für präparative Reinigungen mit sehr kleinen Volumina (µl) und für die Analyse und Charakterisierung von Proteinen mit einem Molekulargewicht zwischen 10000 und 600000 (wie Antikörper).
Superdex 200 Increase 5/150 GL für die schnelle Reinheitskontrolle und das "Screening" nach Proteingröße.
Superdex 75 Increase verbessert die Auflösung für Proteine mit einem Molekulargewicht von 44 000 oder weniger.



Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um die Anleitung zur Anwendungen zu erreichen

Proteine / Chromatographie / Markierte Proteine / > Immobilisierung von Liganden, Reinigung von Antikörpern, andere Säulen, Ionenaustausch, Kits

cytiva

Auswahlkit IEX HiTrap™ Capto



Set mit 5 HiTrap-Säulen™ Capto, die an verschiedene geladene Liganden gekoppelt sind :

- HiTrap™ Capto Q: Austauscher für starke Anionen
- HiTrap™ Capto DEAE: Austauscher für schwache Anionen
- HiTrap™ Capto S: Austauscher für starke Kationen
- HiTrap™ Capto MMC: multimodaler Kationenaustauscher, funktioniert bei hoher und niedriger Ionenstärke
- HiTrap™ Capto Adhere: multimodaler Kationenaustauscher, der hauptsächlich für die Post-Protein-A-Reinigung von monoklonalen Antikörpern entwickelt wurde

➤ **Für eine schnelle Auswahl des für die Reinigungsbedingungen am besten geeigneten Ionenaustausch-Chromatographieharzes**

➤ **Verwendbar mit einer Spritze, einer peristaltischen Pumpe oder auf einem ÄKTA-System**

➤ **Wird mit Anschlüssen geliefert**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
28-9343-88	Auswahlkit IEx HiTrap apto	AA -

cytiva

Säulen Superose 6 Increase



➤ **Schnelle Trennung und Analyse von Proteinen und anderen Biomolekülen durch Ausschlusschromatographie**

➤ **Reinigung von Proteinkomplexen, Membranproteinen und anderen Makromolekülen**

➤ **Screening der Molekulargewichte einer unbekannten Lösung**

➤ **Ideal für präparative und analytische Anwendungen, insbesondere für große Proteine und Proteinkomplexe**

➤ **Beständig gegen wiederholte Reinigung bei hohem pH-Wert: lange Lebensdauer und reproduzierbare Ergebnisse**

Typ	10/300 GL	50/150 GL	3,2/300 GL
Art. Nr.	29-0915-96	29-0915-97	29-0915-98
CHF	AA -	AA -	AA -

Protein-Elektrophorese

Molekulargewichtsskala (ladder)

LOW RNG MOL WT MARKER RAINBOW

➤ **RPN755 E : proteine von 3,5 bis 38 kDa, verwendet 7 Proteine und 5 verschiedene Farben, ausreichend für 50 Minigele. Übertragbar auf Membranen**


➤ **17-0446-01 : Poteine von 14,4 bis 97 kDa, Bande durch Färbung mit Coomassie-Blau oder Silbernitrat sichtbar. Ausreichende Menge für 10 Anwendungen**



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
RPN755E	LOW RNG MOL WT MARKER RAINBOW	AA -
17-0446-01	Kalibrierungskit LMW FOR ELECTROPH.	AA -

cytiva

ECL DualVue western markers



➤ **Für Proteine von 15 bis 150 kDa, Mischung aus 3 gefärbten Markern mit 15; 16 und 100 kDa, verwendbar für den Nachweis auf Gelen und Membranen, ausreichende Menge für 25 Standardgele**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
RPN810	ECL dualvue western markers	AA -

cytiva