Protein-Elektrophorese


Vorgefärbte Proteinmarker MARKER VI von 10 bis 245 kDA

- 12 Markerstreifen von 10 bis 245 kDa
- Die Proteine sind entweder mit einem grünen Chromophor bei 25kDa oder einem roten Chromophor bei 75kDa gekoppelt
- Für Gel nach der SDS-PAGE-Geltrennungstechnik (Laemmli)
- Wird in einem gebrauchsfertigen Ladepuffer geliefert
- Lebensdauer: 3 Monate bei 2 - 8 °C und 24 Monate bei - 20 °C
- Gesamtvolumen: 500 µl
- Verwenden Sie 3-5 µl für Minigele oder 1,5-2,5 µl für Westerntransfers; und mehr für Gele mit einer Dicke von mehr als 1,5 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
670921	Vorgefärbte Proteinmarker 500 µl	AA -



PanReac AppliChem ITW Reagents



Marker High RNG mol wt marker Rainbow

cytiva

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
RPN756E	High rng mol wt marker rainbow	AA -
17-0615-01	Hmw sds calibration kit	AA -

- RPN756 E : Proteine von 12 bis 225 kDa, verwendet 8 Proteine und 6 verschiedene Farben, ausreichend für 50 Minigele. Übertragbar auf Membranen
- 17-0615-01 : Proteine von 53 bis 220 kDa, Bande durch Färbung mit Coomassie-Blau oder Silbernitrat sichtbar. Ausreichende Menge für 10 Anwendungen


Rainbow-Molekulargewichtsmarker

- 10 verschiedene Proteine in 6 verschiedenen Farben (12 KDa bis 225 KDa)
- 250 µl (entspricht dem Verbrauch von 50 Mini-Gelen)
- Übertragbar auf Membranen



cytiva

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
RPN800E	Rainbow-Molekulargewichtsmarker	AA -



Molekulargewichtsmarker : Amersham ECL Plex™ Fluorescent Rainbow™ Markers

- Optimiert für die Verwendung mit ECL Plex Detektionssystemen
- Die Streifen sind auf Gelen und Membranen, aber auch auf Fluoreszenzbildern unter Verwendung von Cy3 und Cy5 zu sehen
- Für Proteine von 12 bis 225 kDa
- Geeignet für Multiplex-Erkennung
- RNP 850 E : für 12 Mini-Gele / RPN 851E: für 50 Mini-Gele



cytiva

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
RPN850E	Molekulargewichtsmarker fluoreszierend ECL PLEX rainbow 120 µl	AA -
RPN851E	Fluoreszierender Molekulargewichtsmarker ECL PLEX rainbow 500 µl	AA -

Streifen mit 8 Protein Ladder Aliquoten

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
813008	Streifen mit 8 Protein Ladder Aliquoten x 5	AA -

- In gebrauchsfertigem Format präsentiert
- Jedes Aliquot besteht aus einem mit einer Membran überzogenen Stab, der den Ladder enthält
- Die Einführung des Stabes in das Well wird mit der Elution des Ladders im Gel fortgesetzt
- Verwendbar für 1 mm dicke Gele mit 4 mm breiten Vertiefungen und Proteinen von 10 bis 210 kDa
- Lagerung vor Licht geschützt bei + 4 °C oder - 20 °C für 5 Monate



Kalibrierungskit HMW

cytiva

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
17-0445-01	Kalibrierungskit HMW	AA -

- Proteine von 66 bis 669 kDa, Streifen durch Färbung mit Coomassie-Blau oder Silbernitrat sichtbar. Ausreichende Menge für 10 Anwendungen



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com