Ladepuffer und Bromophenolblau

Steriles Glycerin

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
091535	Glycerin steril	250 ml	AA -

Bromphenolblau

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
348061	Bromphenolblau	5 g	NC-

Farbstoff und Entfärbung

Coomassie-Blaufärbung Quick Coomassie-Färbung

- Schnelle Ein-Schritt-Färbung von Proteinen auf Polyacrylamid-Gel
- Sehr geringes Hintergrundrauschen, großer linearer Bereich für eine genaue Proteinquantifizierung
- Visualisierung von Minderheitsproteinen, bis zu 5 ng
- Ohne organische Lösungsmittel oder Phosphorsäure
- Kann bis zu drei Mal verwendet werden
- Lösung ein Jahr lang bei Raumtemperatur stabil

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
115848	Färbelösung Quick Coomassie stain	AA -

Farbstoff und Entfärbung

Entfärbungsbeutel



- Zur schnellen Entfernung von Farbstoffen aus Färbelösungen für Gele
- Auf Aktivkohlebasis, zur Absorption von Farbstoffen wie Coomassie-Blau oder Ethidiumbromid
- Für eine bessere Wirkung sanft schütteln
- Maximale Adsorptionskapazität : 5 mg Ethidium
- Innerhalb von 12 Stunden entfernt ein Beutel 99 % eines konzentrierten Farbstoffs von 0,5 µg/ml

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF zu 25
4905007	Beutel zum Entfärben	AA -

Vorbereitung von Acrylamid- und Agarosegelen

Lösung von Acrylamid, Bis-Acrylamid, Ammoniumpersulfat,Tween und TEMED

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
091508	Acrylamide/Bis-acrylamide 19:1, 1 l	AA -
348860	Acrylamide/Bis-acrylamide 37.5:1, 500 ml	AA -
091512	Acrylamide/Bis-acrylamide 2%, 250 ml	AA -

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
348387	APS (Ammoniumpersulfat) 100 g	AA -
348637	Tween 20 Molekularbiologie Grad 500 ml	AA -

Agarosen, die mit der Proteinelektrophorese kompatibel sind



Agarose mit geringer Elektroendosmose

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
777001	Agarose D1 schwach EEO	100 g	AA -
777002	Agarose D1 schwach EEO	250 g	AA -
777003	Agarose D1 schwach EEO	500 g	AA -
777004	Agarose D1 schwach EEO	1 Kg	AA -

Agarose mit mittlerer Elektroendosmose

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
777008	Agarose D1 mittel EEO	100 g	AA -
777009	Agarose D1 mittel EEO	250 g	AA -
777010	Agarose D1 mittel EEO	500 g	AA -
777011	Agarose D1 mittel EEO	1 Kg	AA -

Agarose mit getesteter genetischer Qualität

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
777005	Agarose D1 schwach EEO QGT	100 g	AA -
777006	Agarose D1 schwach EEO QGT	250 g	AA -
777007	Agarose D1 schwach EEO QGT	500 g	AA -

Hohe Elektroendosmose

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
777012	Agarose D1 hoch EEO	100 g	AA -
777013	Agarose D1 hoch EEO	250 g	AA -
777014	Agarose D1 hoch EEO	500 g	AA -
777015	Agarose D1 hoch EEO	1 Kg	AA -