Puffer

ClearLine Pulverpuffer für die Protein-Elektrophorese

NEU



Schnell und einfach zu bedienen.

- **1 Beutel ergibt 1 Liter 1X-Puffer**
- **Keine pH-Einstellung erforderlich**
- **MES-SDS-Puffer: ideal für Proteine mit niedrigem Molekulargewicht**
- **MOPS-SDS-Puffer: ideal für Proteine mit hohem Molekulargewicht**

Art. Nr.	Bezeichnung	Zusammensetzung	pH	VE	CHF/VE
257084	TGS-Puffer (Tris-Glycin-SDS)	25 mM Tris, 192 mM Glycin, 0,1% SDS	8,1 - 8,5	50	AA -
257085	MES-SDS-Puffer	50 mM Tris, 50 mM MES, 0,1% SDS, 1 mM EDTA	6,8 - 7,2	50	AA -
257086	MOPS-SDS-Puffer	50 mM Tris, 50 mM MOPS, 0,1% SDS, 1 mM EDTA	7,5-7,9	50	AA -
257087	PBS-Puffer	137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM Phosphat	7,2 - 7,6	100	AA -
257088	PBS-Tween-Puffer	137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM Phosphat, 0,05% Tween-20	7,2 - 7,6	100	AA -
257089	TBS-Puffer	137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 50 mM Tris	7,25 - 7,55	100	AA -
257090	TBS-Tween-Puffer	137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 50 mM Tris, 0,1% Tween-20	7,25 - 7,55	100	AA -

Puffer für Proteinelektrophorese und Blotting

Beutel Pulver Puffer

Für maximale Platzersparnis. In reinem Wasser auflösen, um die angegebene Endkonzentration zu erhalten.

Art. Nr.	Puffer (Pulver)	Endgültige Menge	Zusammensetzung	CHF/VE
4905001	TBE 10 x	Ein Beutel für 10 Liter Konzentrationf 1 x	1 x Inhalt : 89 mM Tris, 89 mM Borat, 1 mM EDTA, pH 8,2 - 8,4	AA -
4905002	TG-SDS 10 x	Ein Beutel für 10 Liter Konzentration 1 x	1 x Inhalt : 25 mM Tris, 192 mM Glycin, 0,1 % SDS, pH 8,3 - 8,7	AA -
4905003	TG 10 x	Ein Beutel für 10 Liter Konzentration 1 x	1 x Inhalt : 25 mM Tris, 192 mM Glycin, pH 8,3 - 8,7	AA -
4905004	PBS 10 x	Ein Beutel für 10 Liter Konzentration 1 x	1 x Inhalt : 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM Phosphat Puffer, pH 7,3-7,5	AA -
4905005	SSC 10 x	Ein Beutel für 10 Liter Konzentration 1 x	1 x Inhalt : 150 mM NaCl, 15 mM Natriumcitrat, pH 7,8 - 8,1	AA -

Elektrophorese-Puffer in Lösung

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
348327	TGS 10X, Grad Biochemie, 1 l	AA -
523250	Tris Glycine-SDS 10X, 500 ml	AA -

Hybridisierungspuffer

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
091568B	SSC 20X, Grad MB, 1 l	AA -

Waschpuffer

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
702678	TBS 10X pH 7.4, Grad MB, 6 x 1 l	AA -

Lyophilisierte Puffer

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
4905001	TBE 10X zur Herstellung von 10 l	AA -
4905002	TGS 10X zur Herstellung von 10 l	AA -
4905001	TBE 10X zur Herstellung von 10 l	AA -
4905002	TGS 10X zur Herstellung von 10 l	AA -
4905005	SSC 10X zur Herstellung von 10 l	AA -

Borsäure

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
091516	Borsäure BM	1 kg	AA -

TRIS

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
091572B	TRIS BM	1 kg	AA -