Membranen und Blotting-Papiere für Nukleinsäuren

Whatman™ Blotting Papers

Eigenschaften

Modell	Dicke	Oberfläche	Absorption	Anwendungen
3MMCHR	Dicke 0,34 mm	Glatt	Mittel	Blotting-Papier und Chromatographiepapier
GB003	Dicke 0,8 mm	Glatt	Mittel	Gel-Unterlage
GB005	Extra dick 1,2 mm	Glatt	Stark	Extra Blotting halbtrocken

3MM CHR Papier

Ausgezeichnete Nassfestigkeit, optimierte Dicke und sehr gute Saugfähigkeit machen Whatman 3MM Chr zum Papier der Wahl für alle Blotting-Anwendungen.
3MM Chr: ein 0,34 mm dickes Papier, das häufig in der Chromatographie und Elektrophorese verwendet wird. Die Absorptionsrate beträgt 130 mm / 30 min.

Art. Nr.	Maße	VE	CHF/ VE
Rollen (mm x m)			
036081	20 x 100	1 Rolle	AA -
036082	100 x 100	1 Rolle	AA -
036083	150 x 100	1 Rolle	AA -
036084	190 x 100	1 Rolle	AA -
036085	230 x 100	1 Rolle	AA -
036086	270 x 100	1 Rolle	AA -
Blätter (mm x mm)			
036562	150 x 200	100	AA -
036344	200 x 200	100	AA -
036088	315 x 355	100	AA -
036347	460 x 570	100	AA -
036090	580 x 680	100	AA -

Blotting Paper GB003

Papier für den allgemeinen Gebrauch mit sehr hoher Saugfähigkeit.

Art. Nr.	Opitran-Modell	Maße (mm)	Typ	VE	CHF/ VE
034870	GB 003	70 x 100	Blotting-Papier, glatt, 0,8 mm	100	AA -
034869	GB 003	110 x 140	Blotting-Papier, glatt, 0,8 mm	100	AA -
034826	GB 003	300 x 600	Blotting-Papier, glatt, 0,8 mm	25	AA -
034827	GB 003	580 x 600	Blotting-Papier, glatt, 0,8 mm	50	AA -
034825	GB 003	100 x 100	Blotting-Papier, glatt, 0,8 mm	50	AA -
034848	GB 003	150 x 150	Blotting-Papier, glatt, 0,8 mm	100	AA -
034849	GB 003	150 x 200	Blotting-Papier, glatt, 0,8 mm	100	AA -
034850	GB 003	160 x 180	Blotting-Papier, glatt, 0,8 mm	100	AA -
034851	GB 003	200 x 200	Blotting-Papier, glatt, 0,8 mm	100	AA -
034867B	GB 003	200 x 250	Dochtpapier, rau, 1,0 mm	100	AA -
034855	GB 003	460 x 570	Blotting-Papier, glatt, 0,8 mm	100	AA -



Blotting Paper GB005

- **Wird verwendet, um das Risiko des Einfangens von Luftblasen zu verringern**
- **Empfohlen für das halbtrockene Blotting von Proteinen**

Art. Nr.	Opitran-Modell	Maße (mm)	Typ	VE	CHF/ VE
034829	GB 005	200 x 200	Blotting-Papier, glatt, 1,5 mm	25	AA -
034830	GB 005	580 x 580	Blotting-Papier, glatt, 1,5 mm	25	AA -
034828	GB 005	150 x 150	Blotting-Papier, glatt, 1,5 mm	25	AA -

Sonstige Papiere

Typ	Bezeichnung	Durchfluss	Format (cm)	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
1 Chr	Standardpapier mit hohem Durchsatz (Dicke: 0,18 mm)	130 mm / 30 min	46 x 57	036340	100	AA -
			25 x 25	036341	100	AA -
			20 x 20	036342	100	AA -
3 Chr	Dickes Papier, ideal für Elektrophorese (Dicke : 0,36 mm)	130 mm / 30 min	46 x 57	036343	100	AA -
17 Chr	Sehr dickes Papier. Fläche glatt (Dicke : 0,92 mm)	190 mm / 30 min	46 x 57	036348	25	AA -
4 Chr	Hochdurchfluss-Papier. (Dicke: 0,21 mm)	180 mm / 30 min	46 x 57	036349	100	AA -

Blotting-Membranen aus Nylon Nytran N

- **Mäßig belastete Nylonmembranen**
- **Originalmembran, die für Blot-Techniken in Southern und Northern, sowie für Colony und Dot/Slots Blots entwickelt wurde**
- **Bindungskapazität (› 400 µg/cm²)**
- **Diese Membran ist ideal für isotopische und nicht-isotopische Nachweisverfahren**
- **Gleichmäßige Membran (Porengröße und -verteilung)**
- **Zwei Schwellenwerte verfügbar: 0,2 µm oder 0,45 µm für eine optimale Retention von Oligos und größeren DNA-Fragmenten**

Art. Nr.	Nytran-Modell	Maße (mm)	Typ	VE	CHF/ VE
034763	N 0,2 µm	200 x 3 m	Rollen	1	AA -
034764	N 0,2 µm	300 x 3 m	Rollen	1	AA -



Art. Nr.	Nytran-Modell	Maße (mm)	Typ	VE	CHF/ VE
034775	N 0,45 µm	200 x 3 m	Rollen	1	AA -
034776	N 0,45 µm	300 x 3 m	Rollen	1	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com