
Membranen und Blotting Papier für Proteine

Amersham Hybond PVDF-Transfermembranen

cytiva



- Gebrauchsfertige Lösung für Blotting-Anwendungen
- Enthält zwei Blätter 3MM CHR-Papier in der entsprechenden Größe für jedes Membranblatt
- Die Membran wird auf der Anodenseite des Gels angebracht
- Die 3MM CHR-Papierblätter bedecken jede Seite des gesamten
- Das Gel ist bereit für den Transfer

Alte Reihe	Neue Reihe	Anwendung
"Amersham Hybond P Whatman Westran CS"	Amersham Hybond P	Chemolumineszenz, kompatibel mit Schnellbleichlösungsmitteln
Whatman Westran S	Amersham Hybond SEQ	Sequenzierung und Festphasenanalyse
Amersham Hybond LFP	Amersham Hybond LFP	Fluoreszenz (schwache Autofluoreszenz der Membran)

	Verpackung		Amersham Hybond P		Amersham Hybond SEQ		Amersham Hybond LFP	
Porengröße	**Größe (mm)**	**VE**	**Art. Nr.**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**CHF/ VE**
0,2 µm	80 x 90	25	**10600101**	**AA -**	-	-	**10600102**	**AA -**
	100 x 100	10	**10600089**	**AA -**	-	-	-	-
	200 x 200	10	**10600058**	**AA -**	-	-	**10600060**	**AA -**
		25	**10600057**	**AA -**	-	-	-	-
	260 x 600	5	**10600039**	**AA -**	**10600030**	**AA -**	**10600040**	**AA -**
	260 x 4 m	Rolle	**10600021**	**AA -**	-	-	**10600022**	**AA -**
0,45 µm	80 x 90	25	**10600100**	**AA -**	-	-	-	-
	100 x 100	10	**10600087**	**AA -**	-	-	-	-
		25	**10600086**	**AA -**	-	-	-	-
	140 x 160	25	**10600069**	**AA -**	-	-	-	-
	300 x 600	5	**10600038**	**AA -**	-	-	-	-
	150 x 4 m	Rolle	**10600029**	**AA -**	-	-	-	-
	300 x 4 m	Rolle	**10600023**	**AA -**	-	-	-	-
Sandwich 0,2 µm	80 x 90	10	**10600122**	**AA -**	-	-	**10600123**	**AA -**
Sandwich 0,45 µm	80 x 90	10	**10600121**	**AA -**	-	-	-	-
	140 x 160	10	**10600110**	**AA -**	-	-	-	-

Nitrocellulose-Transfermembran Protran NC

- Membran 100 % reine Nitrocellulose 0,1 µm für Moleküle mit einer Größe von <7 kD
- Hohe Fixierung, geringes Hintergrundrauschen
- Starke Bindung von kleinen Proteinen :
  - die 0,2 µm-Membran hält Proben mit einer Größe von weniger als 20 KD zurück
  - die 0,45 µm-Membran ist für Moleküle größer als 20 KD ausgelegt
- Ausgezeichnete Proteinstabilität auf Protran (> 5 Jahre)
- Kein Vorbenetzungsschritt mit Methanol: Vor dem Transfer reicht eine einfache Befeuchtung mit Wasser
- Ausgezeichnete Membranstabilität: ermöglicht zahlreiche Manipulationen



Art. Nr.	Protran NC-Modell	Maße (mm)	Typ	VE	CHF/ VE
034714	BA 83 0,2 µm	82	Scheiben	50	**AA -**
034735	BA 85 0,45 µm	25	Scheiben	100	**AA -**
034738	BA 85 0,45 µm	25	Scheiben	1000	**AA -**
034701	BA 85 0,45 µm	132	Scheiben	25	**AA -**
034736	BA 85 0,45 µm	132	Scheiben	50	**AA -**
034737	BA 85 0,45 µm	137	Scheiben	50	**AA -**