
Detektion und Blockieren

BLOCK-Blockierungsreagenzien für den Nachweis durch Chemilumineszenz oder Fluoreszenz

Durch die Verwendung eines synthetischen Blockierungspuffers können Kreuzreaktionen und Hintergrundrauschen reduziert werden, insbesondere bei Proteinen, die nur in geringen Mengen vorkommen.

- **Bløk Blocking-Puffer gebrauchsfertig, proteinfrei**
- **Stabil bei Raumtemperatur**
- **Erhältlich in optimierten Versionen, um die Phosphorylierung von Proteinen zu untersuchen oder mit Fluoreszenzdetektion zu arbeiten**
- **Kompatibel mit einer Färbung nach dem Immunnachweis**





Art. Nr.	Typ	CHF/ 500 ml
053731	CH-Reagenz ohne Hintergrundrauschen für den Nachweis durch Chemilumineszenz	AA -
053732	FL-Reagenz ohne Hintergrundgeräusche für die Detektion durch Fluoreszenz	AA -
053733	PO-Reagenz ohne Hintergrundgeräusche zum Nachweis von Phosphoproteinen durch Chemilumineszenz oder Fluoreszenz	AA -

ECL blocking agent

cytiva

- **Blockierungsmittel, das mit ECL-Reagenzien kompatibel ist**
- **Zur Verwendung auf PVDF- oder Nitrocellulosemembranen**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
RPN2125	ECL BLOCKING AGENT - 40 g	AA -

ECL Prime blocking Reagenzien

cytiva

- **Blockierungsmittel kompatibel mit den Nachweisreagenzien ECL Prime und ECL Plex**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
RPN418	ECL Prime blocking Reagenzien 40 g	AA -

Blotting von Nukleinsäuren

Schnelltransfersystem für Southern und Northern Blot : TurboBlotter

- **Kit für den schnellen Transfer mit hoher Auflösung von DNA und RNA**
- **Schnell: Übertragung von oben nach unten in einer Stunde mit alkalischen Puffern und in drei Stunden mit neutralen Puffern (SSC)**
- **Kostengünstig : Der Pufferhalter verbraucht weniger Puffer und Blotting-Papier**
- **Einfach zu verwenden, benötigt weder eine Vakuum- noch eine Stromquelle**

Art. Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	Maße Transfersystem	CHF
034800	Kit TurboBlotter Nytran SuperCharge	100 x 150	12 x 16 cm	AA -
034801	Recharge TurboBlotter Nytran SuperCharge	100 x 150	12 x 16 cm	AA -
034802	Kit TurboBlotter Nytran SuperCharge	110 x 140	12 x 16 cm	AA -
034803	Recharge TurboBlotter Nytran SuperCharge	110 x 140	12 x 16 cm	AA -
034807	Recharge TurboBlotter Nytran SuperCharge	150 x 150	21 x 26 cm	AA -
034808	Kit TurboBlotter Nytran SuperCharge	150 x 200	21 x 26 cm	AA -
034809	Recharge TurboBlotter Nytran SuperCharge	150 x 200	21 x 26 cm	AA -
034812	Kit TurboBlotter Nytran SuperCharge	200 x 250	21 x 26 cm	AA -
034813	Recharge TurboBlotter Nytran SuperCharge	200 x 250	21 x 26 cm	AA -
034814	Kit TurboBlotter Nytran SuperCharge	70 x 100	12 x 16 cm	AA -

- **System, das neben der Kapillarität auch die Schwerkraft nutzt**
- **Kompakt: kleinformatige, stapelbare Einheit**

Jedes TurboBlotter-Set enthält :

- 1 Transfersystem ;
- Membranen und Papiere, die für 5 Transfers benötigt werden.

Jede TurboBlotter-Nachfüllpackung enthält die Membranen und Papiere, die für 5 Übertragungen benötigt werden.



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com