Zubehör

cytiva

Amersham Autoradiographie-Kassetten



- Für maximalen Kontakt zwischen der Probe und der Folie
- Einsetzbar bis zu -70 °C
- Porenfreie und glatte Innenmatte sorgt für minimale Verschmutzung
- Das hohe Modell von 1,5 cm Dicke wird bei dickeren Proben verwendet

Art. Nr.	Modell	Farben	Maße	CHF
RPN11649	Standard	Neutral	8 x 10 inches	AA -
RPN11650	Standard	Neutral	10 x 12 inches	AA -

Magermilch Regilait



Das Milchpulver von Régilait ist ideal, um die Transfermembranen beim Slot-Blot oder Western Blot zu sättigen.
In Dosen zu 750 g oder 300 g mit Ausgießer.

Art. Nr.	Verpackung	CHF
711160	750 g	AA -
731142	300 g	AA -

Chemilumineszent vorgefärbter Marker für Western Blot



- Zum Beschriften von Transfermembranen aus PVDF oder Nitrocellulose
- Reagiert mit HRP-Substraten
- Schnell und sensibel
- Kompatibel mit Röntgenfilmen und CCD-Bildern

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
701100	Chemilumineszent vorgefärbter Marker für Western Blot	AA -

Marker Stift für Membrann



- Auf Xylolbasis, permanente Schrift
- Für Membranen aus Nitrocellulose und Nylon
- Idealer Marker für die Orientierung von Membranen bei verschiedenen Transferarten

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
034982	Markierungsstift für Membranen	10	AA -

Fluoreszierender Marker



- Speziell Labor
- Mit austauschbarer feiner Spitze für die Autoradiographie
- Enthält genügend Phosphor, um bei verschiedenen Wellenlängen sichtbar zu sein

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
053397	Fluoreszierender Marker und 4 Spitzen	AA -

Gel-Färbeboxen mit Ablasshahn



Durchsichtige Schachteln, die zum Einfärben und Entfärben von Elektrophoresegelen entwickelt wurden.

- Wasserdichter Deckel
- Ablasshahn, der den Transfer von Flüssigkeiten ohne Bewegung ermöglicht
- Tragegriff
- Stapelbar
- Schachteln aus transparentem PCTG
- Zum Färben, Entfärben, Transport von Gelen, Blotting von Membranen

Art. Nr.	Für Gele	(L x B x H) (mm)	CHF
029181	10 x 10 cm	125 x 125 x 50	AA -