Zubehör

Rahmen zum Trocknen von Gel




Rahmen zum Trocknen von Gelen zwischen zwei Zellophanfolien, ohne Verwendung einer Pumpe oder eines Gel-Trockners.
Zwei Dimensionen: 14 x 14 cm (Mini-Gele) oder 24 x 24 cm.
Der Rahmen wird geliefert mit : 2 Platten, 8 Verschlussclips, 50 Blatt vorgeschnittenes Zellophan.

L x B (cm)	14 x 14	24 x 24
Vollständige Rahmeneinheit		
Art.Nr.	053085	053086
CHF/Einheit	AA -	AA -
Zellophanfolien		
Art.Nr.	053087	053088
CHF zu 50	AA -	AA -



Visualisieren Sie alle Ihre Gele ohne UV Mini-Transilluminatoren, LED-Tablets, LED-Transilluminatoren und Bildanalysatoren: siehe Seiten 184-190.

Gewichtetes Rack für Elektrophoreseplatten



- Rack aus Polypropylen
- Mit schwerer Basis zum Halten von 10 Elektrophoreseplatten
- Maße: 203 x 381 x 228 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
085971	Rack 10 Elektrophorese-Platten	AA -


Trockengestell für Glasplatten



- In A-Form
- Gestell zum Trocknen von 10 Glasplatten (7 Standardplatten und 3 Platten mit doppelter Stärke)
- Aus Stahl mit rutschfesten Kufen
- B x T x H (mm): 200 x 160 x 180 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
045881	Gestell zum Trocknen von Gel	AA -

Beutel für Hybridisierung



Transparente Polyesterbeutel zur Kühlung von Acrylamidgelen, Hydrierung, zur Aufbewahrung von biologischen Proben, Lebensmitteln usw.

- Beständig gegen die meisten Säuren, Basen, Lösungsmittel, Fette
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +115 °C
- Unzerstörbar
- Unverrottbar
- Dicke : 63 µm
- Totale Geruchsbarriere
- Können heiß versiegelt werden

Art. Nr.	Version	Maße L x B (mm)	CHF
045800	101 x 152	100	AA -
045801	165 x 203	75	AA -
045802	203 x 241	50	AA -
045803	203 x 305	40	AA -
045804	254 x 305	30	AA -
045806	305 x 406	15	AA -