Zubehör

Clip-Klemmen

Clip-Klammern aus Edelstahl, ideal zum Verschließen von Elektrophoreseplatten.

Art. Nr.	clip Klemme	VE	CHF/VE
053013	19 mm	12	AA -



Reagenzien und Chemikalien für Molekularbiologie und Biochemie

Chemische Bestandteile

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
348587	Natriumacetat wasserfrei Grad Molekularbiologie min. 99	1 kg	AA -
091516	Borsäure Grad Molekularbiologie min. 99,5%	1 kg	AA -
C4036-250G-SIG	Cäsiumchlorid, molekularbiologischer Grad min. 98%	250 g	AA -
348398	Cäsiumchlorid, molekularbiologischer Grad min. 99,999%	1 kg	AA -
115695	Magnesiumchlorid Hexahydrat Grad Molekularbiologie mind. 99%	500 g	AA -
348591	Natriumchlorid Molekularbiologie Grad min. 99,5%	1 kg	AA -
348446	Dithiothreitol (DTT) Grad Molekularbiologie min. 99,5%	5 g	AA -
091524	EDTA Dinatriumsalz Dihydrat Grad Molekularbiologie mind. 99%	500 g	AA -
091535	Steriles wasserfreies Glycerin min. 99,5%	250 ml	AA -
348490	Glycin Grad bio. mol. min. 99,5 %	1 kg	AA -
091543B	Hepes Grad bio. mol. min. 99,5%	250 g	AA -
348503	Imidazol molekularbiologische Qualität min. 99,5%	50 g	AA -
091546B	MOPS, molekularbiologischer Qualität min. 99,5%	100 g	AA -
548656	Natriumsalz mit Dextransulfat 40 Grad Biochemie	250 g	AA -
091504B	Ammoniumsulfat Molekularbiologie Grad min. 99,5%	1 kg	AA -
091503B	Ammoniumsulfat Molekularbiologie Grad min. 99,5%	5 kg	AA -
091570B	Tris molekularbiologische Qualität min. 99,9%	500 g	AA -
091572B	Tris molekularbiologische Qualität min. 99,9%	1 kg	AA -
091571B	Tris molekularbiologische Qualität min. 99,9%	5 kg	AA -

Organische Lösungsmittel

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
348350	Entionisiertes Formamid min. 99,5%	500 ml	AA -
348351	Entionisiertes Formamid min. 99,5%	1 l	AA -
348348	Nicht stabilisiertes Phenol / Chloroform / Isoamylalkohol 25/24/1	500 ml	AA -
348346	Stabilisiertes Phenol, mit Wasser gesättigt ca. 75 %	500 ml	AA -
348347	Stabilisiertes Phenol, mit Wasser gesättigt ca. 75 % + separate Tris-Lösung	500 ml	AA -

DNase I (RNase-frei)

- **Endonuklease, die unspezifisch einzel- und doppelsträngige DNA unter Freisetzung von 5'-Phosphorylierten Di-, Tri- und Oligonukleotiden abbaut**
- **Zur Entfernung kontaminierender DNA in RNA-Präparationen vor RT-PCR- und RT-qPCR-Anwendungen**
- **Wird auch verwendet, um das DNA-Template nach der In-vitro-Transkription aus dem Reaktionsmedium zu entfernen**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
220229	DNase I (RNase-frei), 1000 U	AA -
220230	DNase I (RNase-frei), 5000 U	AA -

Enzyme

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
348441	DNASE I min. 3000 U/mg (Kunitz)	10 mg	AA -
348439	DNASE I min. 3000 U/mg (Kunitz)	100 mg	AA -
348574	RNASE A (DNAse-frei mind. 80 U/mg (Kunitz)	50 mg	AA -
091545B	Lysozym Grad Molekularbiologie	10 g	AA -
348565	Rekombinante gefriergetrocknete Proteinase K	100 mg	AA -
348566	Rekombinante gefriergetrocknete Proteinase K	25 mg	AA -
348564	Rekombinante gefriergetrocknete Proteinase K	500 mg	AA -
348569	Proteinase K Lösung 20 mg/ml, DNase/ RNase free	1 ml	AA -
348568	Proteinase K Lösung 20 mg/ml, DNase/ RNase free	5 ml	AA -
348567	Proteinase K Lösung 20 mg/ml, DNase/ RNase free	10 ml	AA -
220260	Proteinase K Lösung 20 mg/ml, DNase/ RNase free	1 ml	AA -
220261	Proteinase K Lösung 20 mg/ml, DNase/ RNase free	5 x 1 ml	AA -

Chaotropische Agenten

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
348492	Guanidinhydrochlorid molekularbiologischer Grad min. 99,5%	1 kg	AA -
348641	Harnstoff molekularbiologischer Grad min. 99 %	1 kg	AA -
T7875-100G-SIG	Thioharnstoff Grad reagent plus min. 99 %	100 g	AA -
348403	Guanidin-Thicyanat molekularbiologischer Grad min. 99%	100 g	AA -
348401	Guanidin-Thicyanat molekularbiologischer Grad min. 99%	500 g	AA -

Tenside

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
672414	Cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB) molekularbiologischer Grad mind. 99 %	100 g	AA -
672415	Cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB) molekularbiologischer Grad mind. 99 %	500 g	AA -
348332	CHAPS, Grad Biochemie min. 99 %	5 g	AA -
348337	CHAPS, Grad Biochemie min. 99 %	50 g	AA -
091564	SDS-Lösung 20 % molekularbiologischer Grad	1 l	AA -
091567B	SDS molekularbiologischer Qualität min. 99%	1 kg	AA -
348637	Tween 20 Molekularbiologie Grad	500 ml	AA -
672357	Tween 80 biochemische Qualität	500 ml	AA -

RNase A (DNase-frei)

- **Pyrimidin-spezifische Endoribonuklease, die einzelsträngige RNA abbaut**
- **Katalysiert die Spaltung der Phosphodiesterbindung zwischen einem Pyrimidin und dem folgenden Nucleotid**
- **Wird zur Entfernung von RNA in DNA-Präparationen verwendet**
- **Erhältlich in den Größen 10 und 50 mg**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
220235	RNase A (DNase-frei), 10 mg (1 ml)	AA -
220236	RNase A (DNase-frei), 50 mg (5 ml)	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com