PCR-Mikroröhrchen 0,2 ml Mµlti

- Mikroröhrchen mit Domdeckel oder flachem Deckel
- Dünne Wand für optimale und gleichmäßige Wärmeübertragung
- Transparentes reines Polypropylen
- Geeignet für alle Thermocycler

DNase RNase

Art. Nr.	Volumen (ml)	Verschluss	VE	CHF/ VE
023190	0,2	gewölbt	500 x 10	AA -
023190A	0,2	gewölbt	500	AA -
016950	0,2	Flach	1000 x 10	AA -
016950A	0,2	Flach	1000	AA -




Einzelne Mikroröhrchen für PCR und QPCR E.U.

E.U. für "Extremely Uniform"

- Röhrchenwand : 0,25 mm
- Verdunstungsrate zwischen 2 und 3 % (reduziert durch homogene Wand)
- Alle Röhrchen sind für Real-Time-PCR verwendbar
- Öffnungshilfe-Lasche an der Kappe verhindert das Berühren der Kappeninnenseite bei Röhrchen der Serie 038301

Pyrogen · Endo-toxin · DNase RNase · Human DNA



E.U.-Röhren 0,2 ml flache Kappe

Farben	Natur	Rot	Blau	Grün	Gelb	Orange	Violett	Weiß	Natur steril
Art. Nr.	038330	038331	038332	038333	038435	038335	038437	038720	038338*
CHF zu 1000	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

* Dünne Wand

E.U.-Röhrchen 0,2 ml gewölbte Kappe mit Laschen

Farben	Natur	Rot	Blau	Grün	Gelb	Orange	Violett	Bernstein	Natur steril
Art. Nr.	038301	038302	038303	038304	038305	038306	038307	038308	038325
CHF zu 1000	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

Einzelne Mikroröhrchen für PCR 0,2 ml und 0,5 ml ABgene®

- Dünne Wände für eine optimale und gleichmäßige Wärmeübertragung
- Reines Polypropylen
- Einzeln mit kuppelförmigem oder flachem Verschluss
- Sehr transparent
- Sicheres Verschlusssystem
- 7 Farben zur Kennzeichnung verschiedener Serien erhältlich

DNase RNase · Human DNA · Endo-toxin





0,2 ml Mikroröhrchen mit flachem Deckel

Natur	Gelb	Rot	Violett	Grün	Blau	CHF Zu 1000	Assortiert	CHF Zu 1000
016139	016128	016141	016142	016143	016144	AA -	016146	AA -

0,5 ml Mikroröhrchen mit flachem Deckel

Natur	Assortiert*	CHF Zu 1000	Natur steril	CHF Zu 1000
016155	016162	AA -	016428	AA -

* Grün, rot, gelb, blau, transparent



Für Arbeiten bei gekühlter Temperatur auf dem Labortisch: Wählen Sie ein Kühlrack für Mikroröhrchen. Kapitel „Röhrchen"

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com