PCR-Mikroröhrchen 0,65 ml Mµlti



- Dünne Wand
- Nutzvolumen : 0,5 ml
- Gesamtvolumen: 0,65 ml

DNase RNase

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
015160A	PCR-Mikro-Röhrchen 0,65 ml	1000	AA -

PCR-Mikroröhrchen 0,5 ml



- Hohe Transparenz
- Speziell für PCR-Anwendungen
- Zentrifugierbar bis zu 10000 g
- Dünne Wand
- Nicht graduiert
- Nicht steril

DNase RNase

eppendorf PCR clean certified purity grade

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
033520	PCR-Mikroröhrchen 0,5 ml	500	AA -



Geben Sie die Referenz auf www.milian.com ein, um den Eppendorf Reinheitsgrad Leitfaden zu finden

eppendorf Streifen mit 8 Mikroröhrchen Fast PCR



- 0,1 ml Mikroröhrchen aus Polyethylen (USP), für PCR und qPCR
- Kompatibel mit Fast-PCR-Protokollen
- Höhere oder schnellere Wärmeübertragung im Vergleich zu dünnwandigen Polypropylenröhrchen: höhere PCR-Leistung (im Fast-PCR-Protokoll)
- Kompatibel mit den meisten Thermocyclern mit Block für 0,1-ml-Röhrchen

Art. Nr.	Bezeichnung	Packungseinheit	CHF
934222	Streifen mit 8 Mikroröhrchen Fast PCR ohne Verschluss	10 x 12	AA -
934223	Streifen mit 8 Mikroröhrchen Fast PCR mit Streifen mit 8 flachen Verschlüssen	10 x 12	AA -
934224	Streifen mit 8 Mikroröhrchen Fast PCR mit Streifen mit 8 flachen Verschlüssen	10 x 12	AA -

