
0,2 ml Mikroröhrchen in ABgene® Streifen

Mikroröhrchen in 8er oder 12er Streifen für alle Marken von Thermocyclern. „Low Profile“: Die Verringerung des Totvolumens beseitigt Kondensation an den Röhrchenwänden und begrenzt so die Verdunstung. Für kleine Volumina unter 20 µl.

- **In einzelnen Röhrchen trennbar**
- **Dünne Wände**
- **Reines Polypropylen**
- **Flache Kappe: mattierte Oberfläche an der Oberseite des Röhrchens zur leichteren Markierung**
- **Ultra-Clear hochtransparente flache Kappen für QPCR**
- **Farblich sortiert: Natur, Gelb, Rot, Grün, Blau**

DNase RNase · Human DNA · Endo-toxin







Verschlüsse in 8er Streifen

	Standard-MikroRöhrchenstreifen		Low Profile MikroRöhrchenstreifen	
Verpackt zu	250 x 8	12 x 8	250 x 8	12 x 8
VE	250 x 8	120 x 8	250 x 8	120 x 8
8 Mikroröhrchen + Kap. natürlich gewölbt	**016000***	**016303**	**017868**	**016514**
CHF / VE	AA -	AA -	AA -	AA -
8 Mikroröhrchen + gewölbter deckel in verschiedenen Farben	016000F	-	016166	-
CHF / VE	AA -	-	AA -	-
8 Mikroröhrchen + flache Kap. natur	**016561**	-	**017239**	**016389**
CHF / VE	AA -	-	AA -	AA -
8 Mikroröhrchen + flache Kap. farblich sortiert	017867	-	016517	-
CHF / VE	AA -	-	AA -	-
8 Mikroröhrchen + flache Kap. Ultra-Clear	-	**016562**	**017802**	-
CHF / VE	-	AA -	AA -	-
8 Mikroröhrchen ohne Kappe	**016001***	**016164**	-	**016167**
CHF / VE	AA -	AA -	-	AA -

* Auch in Blau erhältlich. Fügen Sie der Referenz das Suffix B hinzu

Verschlüsse in 8er Streifen

	Standard-MikroRöhrchenstreifen	Low Profile MikroRöhrchenstreifen
Verpackt zu	8 x 12	8 x 12
VE	80 x 12	80 x 12
12 Mikroröhrchen + gewölbte Kappe	**016512**	-
CHF / VE	AA -	-
12 Mikroröhrchen + Flachkappe	**016513**	**016518**
CHF / VE	AA -	AA -
12 Mikroröhrchen ohne Kappe	**016511**	-
CHF / VE	AA -	-

Einzelne Kappen in Streifen

	Streifen mit 8 Verschlüssen			Streifen mit 12 Verschlüssen	
Verpackt zu	250 x 8	12 x 8	12 x 8	8 x 12	8 x 12
VE	250 x 8	120 x 8	300 x 8	200 x 12	80 x 12
Streifen mit 8 gewölbten Verschlüssen Natur	**016002***	-	**016447**	**016521**	**016174**
CHF / VE	AA -	-	AA -	AA -	AA -
Streifen mit flachen Verschlüssen Natur	**016169**	**016170**	**016519**	**016520**	-
CHF / VE	AA -	AA -	AA -	AA -	-
Streifen mit flachen Verschlüssen Ultra-Clear	-	**016175**	-	-	-
CHF / VE	-	AA -	-	-	-

* Auch in Farbe erhältlich.
Fügen Sie das folgende Suffix an die Referenz an: V=Grün, J=Gelb, R=Rot, B=Blau.

0,2 ml weiße Mikroröhrchen in Streifen für quantitative PCR

Weiße Polypropylen-Streifen, kompatibel mit allen quantitativen PCR-Geräten, die 0,2 ml-Streifen verwenden (ABI PRISM, Bio-Rad i-cycler, Stratagene, etc.).

- **Bieten eine bessere Signalreflexion für eine höhere Reproduzierbarkeit und Empfindlichkeit**
- **Ultratransparente Kappen für optimale Fluoreszenzübertragung**
- **Höhere Reproduzierbarkeit von Well zu Well**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
017218	8er-Streifen opak-weiße Mikroröhrchen ohne Kappe*	120	**AA -**
017803	8er-Streifen opak-weiße Mikroröhrchen mit Kappe*	250	**AA -**
016626	Streifen mit 8 opak-weiße Mikroröhrchen mit Kappe	120	**AA -**

* Low Profile



DNase RNase · Human DNA · Endo-toxin

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com