Einzelne Mikroröhrchen für PCR und QPCR E.U.


8-Röhrchen-Streifen hohe Form

DNase RNase

- **Serie 038611: kombiniert die Vorteile der "EU"-Wand mit der Form herkömmlicher PCR-Röhrchen**
- **Serie 038622: mit mattiertem Markierungsbereich an beiden Enden des Streifens**
- **In praktisch allen PCR-Geräten verwendbar**
- **Zur Verwendung mit EU-Streifen mit flacher Kappe (Serie 038725B) oder optischen EU-Kappen mit Halbgewölbt (Serie 038636) - siehe unten**
- **Die Streifen werden in das Matrixsystem 038718 eingesetzt, um 96 Röhrchen im Mikrotiterplattenformat auf einmal zu transportieren**

Typ	Klassische hohe Form 0,2 ml	Hohe Form + Markierungsbereich	Niedrige Form + Markierungsbereich	Niedrige Form hohe Festigkeit
Naturfarbe	**038611**	**038622**	**038309B**	**038789**
Rot	**038612**	**038623**	-	-
Blau	**038613**	**038624**	-	-
Grün	**038614**	-	-	-
Gelb	**038615**	-	-	-
Orange	**038616**	**038627**	-	-
Violett	**038617**	-	-	-
Bernstein	**038618**	**038629**	-	-
Weiß	**038619**	-	**041388***	-
Schwarz	**038620**	-	-	-
Packungseinheit	120 x 8	120 x 8	120 x 8	120 x 8
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Natur steril	**038621**	**038632**	-	-
Packungseinheit	120 x 8	120 x 8	-	-
CHF	**AA -**	**AA -**	-	-

E.U. für "Extremely Uniform". Dieselben allgemeinen Eigenschaften wie die individuellen E.U. Mikroröhrchen für PCR und QPCR (siehe Seite 275).



* Packungseinheit : 120 x 15

8-Röhrchen-Streifen niedrige Form

- **Verwendbar in den meisten Standard-PCR-Geräten oder für Real-Time-PCR mit höhenverstellbarem Deckel**
- **Mit mattiertem Markierungsbereich an beiden Enden des Streifens**
- **Die Streifen werden in das Matrixsystem 038718 eingesetzt, um 96 Röhrchen im Mikrotiterplattenformat auf einmal zu transportieren**
- **Zur Verwendung mit EU-Streifen mit flacher Kappe (Serie 038725B) oder optischen halbgewölbten EU-Kappen (Serie 038633)**



Matrix E.U. Unterstützung


Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
038718	E.U. Matrixhalter für PCR-Röhrchen/Streifen	**AA -**

Streifen mit 8 PCR-Röhrchen 0,2 ml E.U.

- **Geringe Verdunstung**
- **Extra robust, kein Risiko der Verformung**
- **Kompatibel mit den meisten PCR- und QPCR-Geräten, darunter ABI 7300 und ABI 7500**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
038795	Streifen mit 8 Röhrchen 0,2 ml	120	**AA -**
038796	Streifen mit 8 optischen Verschlüssen flach	120	**AA -**
038798	Halterung für Röhrchen Grid farblos wiederverwendbar	8	**AA -**

Stellen Sie Ihre eigene PCR-Platte zusammen, indem Sie den Streifen im Medienraster anklicken.



Streifen mit optischen Verschlüssen

Flache optische Kappen Real-Time PCR

- **Werden auch für klassische thermische Zyklen verwendet**
- **Mit glasklarer Zone, die der Leistung von QPCR-Klebstoffen gleichkommt**
- **Werden für hoch- oder tiefgeformte Röhrchenstreifen verwendet**

Optische Halbgewölbte Kappen

- **Optische Halbgewölbte Kappen in 8er-Streifen werden aufgrund ihres optisch flachen Bereichs oben auf der Kappe für die QPCR verwendet**
- **Werden für hoch- oder tiefgeformte Röhrchenstreifen verwendet**

Typ	Flach	Flach	Halbgewölbt	Halbgewölbt	Flach
Für Röhrchen	Niedrige Form	hohe Form	Niedrige Form	Hohe Form	Universell
Natur	**038725B**	**038317B**	-	-	**038791**
Rot	-	-	-	**038636**	-
Blau	-	-	-	**038638**	-
Grün	-	-	**038639**	**038640**	-
Gelb	-	-	-	**038642**	-
Orange	**038730**	**038322**	-	**038644**	-
Violett	-	-	-	**038646**	-
Bernstein	**038732**	-	-	**038648**	-
Weiß	-	-	**038649**	-	-
Schwarz	-	-	-	-	-
Packungseinheit	300 x 8	120 x 8	300 x 8	120 x 8	120 x 8
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Natur steril	**038734**	**038327**	-	**038654**	-
Packungseinheit	300 x 8	120 x 8	-	120 x 8	-
CHF	**AA -**	**AA -**	-	**AA -**	-







Universelle flache optische Kappen

- **Für alle Mikrotiterplatten und Röhrchenstreifen der Marke Bioplastics (EU)**
- **Für Anwendungen in der QPCR, Lagerung oder für die PCR**
- **Die in die Kunststofflasche eingearbeiteten Kappen verhindern, dass der optische Teil der Kappe berührt wird**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com