
PCR-Platte 96 Wells Mµlti

Dünnwandige 96-Well-Platten aus Polypropylen, die für alle Arten von Thermocyclern bestimmt sind.

- **Gedrucktes alphanumerisches Raster**
- **Steif, hitzebeständig**
- **Modelle mit Low-Profile-Rand oder ohne Rand ultraflach**

DNase RNase



Farben	µltra-Plate Platte ohne Rand		Platte mit Rand Low Profile	
	Art. Nr.	CHF zu 25	Art. Nr.	CHF zu 25
Natur	021970	AA -	023080	AA -
Natur - zu 100	026190	AA -	02844	AA -
Blau	021990	AA -	023100	AA -
Gelb	022010	AA -	023120	AA -
Rot	021980	AA -	023090	AA -
Grün	022000	AA -	023110	AA -
Violett	022170	AA -	-	-
Schwarz	037860	AA -	037360	AA -
Weiß	037870	AA -	037370	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
106570B	Aluminium-Verschlussklebeband	100	AA -

PCR-Platten 96 Well Halbrand Mµlti für ABI

Für ABI-Thermocycler und DNA-Analysatoren.

- **Abgeschnittene Ecken, um die Ausrichtung der Platte zu erleichtern**
- **Markierung der Wells durch alphanumerischen und schwarzen Druck**
- **Erhöhter Rand rund um die Platte für ein besseres Stapeln der Platten**
- **Mit Halbrand, die eine Markierungsfläche und eine einfache Handhabung für Roboter bietet**

DNase RNase · Pyrogen · Human DNA · PCR Inhibitor



Farben	Natur	Rot	Blau	Grün	Gelb	Violett	Schwarz	Weiß	Natural*
Art. Nr.	035800	035820	035840	035810	035830	035850	037380	037390	035900*
CHF zu 25	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

* die 4 x 25, Preis für die 4 x 25

PCR-Platte 96 Wells Halb-Rand, verstärkter Rand Mµlti

Dünnwandige Platte mit 96 Wells, die für alle Arten von Thermocyclern bestimmt ist.

- **Alphanumerischer Index, schwarz gedruckt**

DNase RNase · Human DNA · Pyrogen



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
174370	PCR-Platte 96 Wells Halb-Rand, verstärkter Rand	4 Beutel zu 25	AA -

Zubehör


Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
490010	Septa mat Silikon für ABI 3100	10	AA -
712201	Septa mat Silikon für ABI 3100	50	AA -
136590	Klebefolie für andere ABI-Systeme	100	AA -

PCR-Platte 384 Wells µltra-Plate

Steife Polypropylen-Platte mit 384 Wells für PCR.
Kompatibel mit ABI 3700 und ABI 3730.

- **Alphanumerischer Index, schwarz gedruckt**
- **Gesamtvolumen jedes Wells : 40 µl**
- **Arbeitsvolumen pro Well: 25 µl**
- **Autoklavierbar**

DNase RNase



Farben	Natur	Rot	Blau	Grün	Gelb	Schwarz	Weiß	CHF zu 50
Art. Nr.	039620	037910	037920	037930	037940	037970	037980	AA -



Geben Sie die Referenz auf www.milian.com ein, um den Leitfaden zur Kompatibilität von PCR-Platten zu erreichen

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com