FastPlate PCR-Platte für ABI + Reagenzienset



Platte

- 96-Well-Platte mit aufgedruckter Markierung
- Speziell entwickelt für die Thermocycler ABI 9800 und 7500 FAST
- Low profile sehr transparent
- Auch bei den meisten Thermocyclern einsetzbar

REAGENZIEN

- "Inferno Master Mix", der speziell für die spezifischen Protokolle des ABI 9800 entwickelt wurde
- Das Kit enthält 2 Fläschchen Master Mix (je 1250 µl), mit denen 250 Reaktionen durchgeführt werden können
- Die Formel kombiniert eine Taq und eine Mischung aus Puffer

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
138800	PCR Platte FastPlate	25 Platten	AA -
138900	FastPlate PCR-Platte	4 x 25 Platten	AA -
011670	Inferno Master Mix	2 x 1250 µl	AA -

96 und 384 Well PCR-Platten für Light Cycler®



- Aus weißem Polypropylen
- Speziell für den Light Cycler Thermocycler bestimmt® Roche®
- Nur in Verbindung mit der Klebefolie Art. Nr. 136590 zu verwenden

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
138870	96-Well PCR-Platte für Light Cycler®	100	AA -
138820	384-Well PCR-Platte für Light Cycler®	100	AA -
136590	Klebefolie für QPCR Platte	100	AA -



Geben Sie die Art. Nr. auf www.milian.com ein, um den Leitfaden zur Kompatibilität von PCR-Platten zu erreichen

ClearLine® PCR-Platten




- 96-Well-Platten
- Naturfarbe
- Alphanumerischer Index, schwarz gedruckt

PCR Inhibitor · DNase RNase · Human DNA · Pyrogen

Art. Nr.	Rand	Arbeits-volumen	Format	Weitere Merkmale	VE	CHF/ VE
257047	Ohne Rand	200 µl	Universal	Rand um jedes Well, um das Versiegeln zu erleichtern	100	AA -
257048	Mit Rand	200 µl	Universal	Low Profile, CFX96-kompatibel	100	AA -
257049	mit Halbrand	200 µl	Universal	Rand um jedes Well, um das Versiegeln zu erleichtern	100	AA -
257050	mit Halbrand	100 µl	ABI	Fast plate, low profile, ultra-transparente Wells	100	AA -

PCR- und qPCR-Mikroplatten Sapphire Greiner Bio-One



- Kompatibilitätsleitfaden verfügbar + mögliche Muster zum Testen
- PP in medizinischer Qualität ohne Zusatzstoffe
- Alphanumerische Kennzeichnung
- Optische Filmversiegelung AMPLIseal für PCR/qPCR 676040 oder 8-er Stopfen-Streifen 3732XX Greiner Bio-One

Art. Nr.	Farben	Format	Vol. (µl)	Rand	Besonderheit	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
652201B	Natur	96	200	Nein	Biorad (CFX96) und Eppendorf	10	100	AA -
652250	Natur	96	200	Nein	Universal	10	100	AA -
652210	Natur	96	100	Nein	Universal Low Profile	10	100	AA -
669285	Weiß	96	200	1/2 Rand	LC96 und LC480	25	100	AA -
652290B	Natur	96	200	1/2 Rand	Quasi universell	10	100	AA -
652260B	Natur	96	200	1/2jupée	ABI-Design	10	100	AA -
652270B	Natur	96	200	Rand	-	10	40	AA -
785201	Natur	384	25	Rand	CFX384, LC96 und	15	60	AA -
785285	Weiß	384	25	Rand	LC480	25	100	AA -
785290	Natur	384	25	Rand	ABI-kompatibel	15	60	AA -