Quantitative PCR-Mikroplatten EU

- **Mit Low-Profile-Rand oder ohne Rand (leicht in Streifen von 16, 24, 32 oder 48 Wells zu schneiden)**
- **In einem Stück geformt, gleichmäßig dünnwandig**
- **Mattierte Röhrchen für PCR- und Real-Time PCR-Anwendungen**


Art. Nr.	Bezeichnung	Farben	VE	CHF/ VE
038759	Platte mit Rand	Natur	25	AA -
038771	Platte ohne Rand	Natur	25	AA -
038772	Platte ohne Rand	Weiß	25	AA -
038317B	Optische Kappen in Streifen		120 x 8	AA -
038712	optische Klebefolie		100	AA -



PCR-Platte und qPCR 96 Wells für Fast-PCR MicroAmp

- **Reines Polypropylen**
- **Speziell für die Thermocycler Fast System und Genetic/ DNA Analyzer entwickelt**
- **Ultradünne Wand: fördert eine schnelle, optimale und gleichmäßige Wärmeübertragung (erhöhte Reproduzierbarkeit)**
- **Konstante Dicke der Wells: reduziert experimentelle Artefakte**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
017985	PCR-Platte und qPCR 96 Wells für Fast-PCR MicroAmp	10	AA -



Platte Endura 96 Wells PCR und qPCR

- **Reines Polypropylen**
- **Robust, hohe Plattenstabilität in der Post-PCR**
- **Alphanumerische Kennzeichnung**
- **Ultradünne Wand: fördert eine schnelle, optimale und gleichmäßige Wärmeübertragung (erhöhte Reproduzierbarkeit)**
- **Geeignet für den Einsatz in den Automaten oder als Hochdurchsatzplattform**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
017986	Platten Endura 96 Wells PCR und qPCR	20	AA -



NB: Nicht vertraglich festgelegtes Foto.

Optische PCR- und qPCR-Platte mit 96 Wells

- **Hergestellt aus Polypropylen**
- **Keine Autofluoreszenz**
- **Einheitliche Temperatur von Well zu Well**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
017984	Halbrand optische Platte 96 Wells	10	AA -
017987	Halbrand optische Platte 96 Wells	500	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com