
96-well PCR-Platten Detection für ABI (Serie AB-1100)




QUANTITATIVE PCR

- Werden direkt in ABI-Sequenzierern mit 96 Wells ohne Adapter und in allen ABI PCR- und qPCR-Geräten verwendet
- Die weiße Platte ist für die quantitative PCR geeignet
- Verstärkter Halbrand für besseres Greifen durch Automaten
- Reines Polypropylen
- Dünne Wand
- Abgeschnittene Ecke zur Kennzeichnung
- Alphanumerische Kennzeichnung

Human DNA · DNase RNase · Endo-toxin

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
016314	Platte PCR 96 Wells Standard Farbe Natur	25	AA -

PCR-Platten 96 Detection Mark II für ABI (Serie AB-1400)





AB-1400-L

Gleiche Eigenschaften wie die 96-well PCR-Platte AB-1100, jedoch mit einem Tablett (ohne über das Tablett hinausragenden Rand).
Kompatibel mit allen ABI-Geräten (Thermocycler 2700, 9600, 9700, quantitative PCR TaqMan 5700, 7000, 7300, 7500, 7700, 7900; Sequenzierer ABIPRISM 310, 3100, 3700, 3730)

- Reines Polypropylen
- Verstärkter Halbrand für mehr Steifigkeit und Robotermanipulation
- Alphanumerische Markierung in Schwarz erhältlich
- Rand um jedes Well, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu eliminieren und verschiedene Versiegelungsmethoden zu ermöglichen
- Erhältlich mit Barcode zur Verwendung mit dem ABI 3730 Sequenzer und dem ABI 7900 QPCR-Thermocycler

Bezeichnung	Natur	Weiß	Schwarz
Platte mit gegossener Markierung	016657	016659	016660
CHF zu 25	207,60 -	239,75 -	239,75 -
Platte mit gedruckter Markierung schwarz	016682	016683	-
CHF zu 25	203,50 -	239,60 -	-

PCR-Platte 96 Wells flexibel Versiplates



- 12 Streifen zu einer Platte verbunden, mit oder ohne Rahmen zu verwenden
- Platte komplett oder mit abnehmbarem Streifen verwendbar
- Patentiertes System, PCR-Mikroröhrchen low profile
- Natürliche oder transparente Farben
- Lässt sich mit Heißsiegelklebern oder -folien und mit Thermo-Kappenstreifen versiegeln
- 3 Arten von Verschluss-Matten: gewölbt, flach oder für QPCR



Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen

Versicap-Matte	Gewölbte Stopfen	Flache Stopfen	QPCR-Stopfen
Art. Nr.	017860	017862	017864
CHF zu 25	AA -	AA -	AA -
Art. Nr.	017861	017863	017865
CHF zu 100	AA -	AA -	AA -

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
017866	PCR-Platte 96 Wells Versiplate	25	AA -
017858	PCR-Platte 96 Wells Versiplate weiß	25	AA -
017859	Rahmen 96 Wells Versiframe mit Stehrand	25	AA -