ABgene® 384-well PCR-Platte mit Universalrand



- Nur eine abgeschnittene Ecke (Codierung) auf der Höhe oben rechts
- Durch dieses veränderte Design passt er perfekt in den ABI3730-Sequenzer
- Kompatibel mit allen 384 Block-Thermocyclern und allen 384-Sequenzern
- Erhältlich in weiß für quantitative PCR
- Reines Polypropylen


Human DNA | DNase RNase | Endo-toxin

Farben	Natur	Blau	Grün	Violett	Gelb	Rot	VE	CHF	Weiß	VE	CHF
Art. Nr.	016558	016666	016667	016668	016669	016670	50	AA -	016672	50	AA -

Folie Clear Seal

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
016582	Clear Seal Film 3730 (Rolle mit 1000 Blätter)	AA -

Armadillo ABgene® Hochleistungs-PCR-Platten



PCR-Platten, die die Steifigkeit des Polycarbonat-Rahmens mit der Feinheit der Polypropylen-Wells kombinieren.


- Für eine bessere Leistung, ohne dass sich die Platte wellt
- Besserer Halt mit höherer Stabilität der Platte nach der PCR
- Pyramidenförmige Wellboden für maximale Probenrückgewinnung
- Flache digitale Alphamarkierung und erhöhter Rand
- Dünne Wände für eine bessere Wärmeübertragung
- Zwei Formate: 96 oder 384 Wells
- Mit oder ohne Barcode 128 oder Barcode auf Bestellung (bitte anfragen)
- Auch in weißen Wells für die qPCR erhältlich



Geben Sie die Referenz auf MILIAN.COM ein, um die Anleitung zur Kompatibilität Der Abgene PCR-Platten zu erreichen

Wells	Rahmen	Transparent	Blau	Grün	Orange	Rot	Gelb	VE	CHF/ VE
384 Wells transparent	Mit Rand	017808	017809	017810	017811	017812	017813	50	AA -
384 Well Weiß	Mit Rand	017814	017815	017816	017817	017818	017819	50	AA -
384 Wells transparent	mit Rand und Barcode	017820	017821	017822	017823	017824	017825	50	AA -
384 Well Weiß	mit Rand und Barcode	017826	017827	017828	017829	017830	017831	50	AA -
96 Wells transparent	Mit Rand	017832	017833	017834	017835	017836	017837	25	AA -
96 Well Weiß	Mit Rand	017838	017839	017840	017841	017842	017843	25	AA -
96 Wells transparent	mit Rand und Barcode	017844	017845	017846	017847	017848	017849	25	AA -
96 Well Weiß	mit Rand und Barcode	017850	017851	017852	017853	017854	017855	25	AA -
96 Wells transparent	Low-Profile-Halbrand	017869	017870	017871	017872	017873	017874	25	AA -
96 Well Weiß	Low-Profile-Halbrand	-	017876	017877	017878	017879	017880	25	AA -
96 Wells transparent	Low-Profile-Halbrand und Barcode	017881	017882	017883	017884	017885	017886	25	AA -
96 Well Weiß	Low-Profile-Halbrand und Barcode	017887	017888	017889	017890	017891	017892	25	AA -
96 Wells transparent	Halbrand	017893	017894	017895	017896	017897	017898	25	AA -
96 Well Weiß	Halbrand	017899	017900	017901	017902	017903	017904	25	AA -
96 Wells transparent	Halbrand und Barcode	017905	017906	017907	017908	017909	017910	25	AA -
96 Well Weiß	Halbrand und Barcode	017911	017912	017913	017914	017915	017916	25	AA -

ThermoQuick Polycarbonat PCR-Platten Greiner Bio-One





Geben Sie die Art. Nr. auf www.milian.com ein, um den Leitfaden zur Kompatibilität von Abgene PCR-Platten zu erreichen

- Polycarbonat kompatibel bis über 135°C
- Passend für die meisten Thermocycler auf dem Markt
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohe Temperaturen

Art. Nr.	ThermoQuick-Platte	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
651550	96 Wells Typ 2 für Hybaid	1	50	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
676070	Optisch hochtransparente Klebefolie VIEWseal	100	AA -
676040	Selbstklebende hochtransparente Folie mit geringer Autofluoreszenz AMPLIseal	100	AA -