# Eppendorf twin.tec® PCR-Mikroplatten

PCR-Platten mit Wells aus reinem Polypropylen, Träger und Rand aus Polycarbonat. Die Steifigkeit von Polycarbonat erleichtert es Automaten, die Platten zu handhaben. Eckschnitt und alphanumerisches Referenzraster.




## Twin.tec PCR-Platten mit 96 und 384 Wells

- **Robuster, steifer und verwindungssteifer Polycarbonat-Rahmen**
- **Dünne Polypropylen Wells für optimale Wärmeübertragung**
- **OptiTrack®-Matrix: kontrastierende Ränder mit alphanumerischer Markierung**
- **Reaktionsvolumen : 150 µl (low profile) oder 250 µl**
- **Erhöhte Wellkanten**
- **Erhältlich als Version, die in 4 Segmente mit je 24 Wells unterteilt werden kann**
- **Erhältlich mit weißen Wells für die Echtzeit-PCR**

## Twin.tec microbiology-Platten mit 96 und 384 Wells

- **Steril, einzeln in Blister verpackt, frei von bakterieller DNA**
- **96 oder 384 Wells, mit Rand oder Halbrand**

## PCR-Platten twin.tec real-time 96 und 384 Wells

- **Weiße Wells für bessere Reflexion**
- **Deutlich erhöhtes Verhältnis von Signal zu Hintergrundrauschen**

| | 96 Wells | 96 Wells trennbar | 96 Wells | 96 Wells trennbar | 96 Wells | 96 Wells | 384 Wells |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Ohne Rand | Ohne Rand | Ohne Rand | Ohne Rand | Mit Rand | Mit 1/2 Rand | Mit Rand |
| Vol. | 150 µl | 150 µl | 250 µl | 250 µl | 150 µl | 250 µl | 45 µl |
| Natur | **035660** | **035668** | **035669** | **035670** | **033632** | **033637** | **033331** |
| Blau | **035663** | **035679** | **035677** | **035678** | **033633** | **033638** | **033332** |
| Grün | - | - | - | - | **033634** | **033639** | **033333** |
| Rot | - | - | - | - | **033635** | **033640** | **033334** |
| Gelb | - | - | - | - | **033636** | **033641** | **033335** |
| **VE** | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| **CHF/VE** | **AA -** | **AA -** | **AA -** | **AA -** | **AA -** | **AA -** | **AA -** |

## Platte 96 und 384 Wells Mikrobiologie

| **Basis-Farben** | 96 Wells mit Rand | 96 Wells mit Halbrand | 384 Wells |
|---|---|---|---|
| Volumen | 150 µl | 250 µl | 45 µl |
| Natur | **035671** | **035673** | **035675** |
| Blau | **035672** | **035674** | **035676** |
| **VE** | 10 | 10 | 10 |
| **CHF/VE** | **AA -** | **AA -** | **AA -** |

## Platten 96 Real Time

| **Basis-Farben** | 96 Wells ohne Rand | 96 Wells 1/ 2 Rand | 96 Wells mit Rand |
|---|---|---|---|
| Volumen | 150 µl | 250 µl | 150 µl |
| Weiß | **035665** | **035032** | **035029** |
| Blau | **035666** | **035031** | **035028** |
| **VE** | 20 | 25 | 25 |
| **CHF/VE** | **AA -** | **AA -** | **AA -** |

## 96- und 384-Well-Platten Version Forensic DNA

| **Version** | PCR 96 Wells 1/2 Rand | PCR 96 Wells mit Rand | PCR 384 Wells mit Rand | qPCR 96 Wells 1/2 Rand | qPCR 96 Well mit Rand |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | 250 µl | 150 µl | 40 µl | 250 µl | 150 µl |
| Natur | **933927** | **933928** | **933931** | **933929** | **933930** |
| **VE** | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **CHF/VE** | **AA -** | **AA -** | **AA -** | **AA -** | **AA -** |




**Geben Sie die Art. Nr. auf milian.com ein um den Kompatibilitätsleitfaden anzuzeigen.**

## 96-Well-Platte LoBind

| **Art. Nr.** | **Bezeichnung** | **CHF zu 25** |
|---|---|---|
| **933047** | Platten 96 Wells LoBind bis 1/2 Stehrand, farblos | **AA -** |
| **933048** | Platten 96 Wells LoBind mit Stehrand, farblos | **AA -** |

## Deckel - Klares Polystyrol, in 5 Beutel von 16 verpackt.

| **Art. Nr.** | **Bezeichnung** | **VE** | **CHF/ VE** |
|---|---|---|---|
| **035719** | Deckel PCR CLEAN für Mikroplatten oder Deepwell | 80 | **AA -** |
| **035720** | Steriler Deckel für Mikroplatten oder Deepwell | 80 | **AA -** |

## Strip mit 8 Verschlüssen

| **Art. Nr.** | **Bezeichnung** | **VE** | **CHF/ VE** |
|---|---|---|---|
| **035633** | Streifen mit 8 gewölbten Stopfen | 120 | **AA -** |
| **035634** | Streifen mit 8 flachen Stopfen | 120 | **AA -** |

## Versiegelung von PCR- und Real Time-Platten mit 96 und 384 Wells

| **Art. Nr.** | **Bezeichnung** | **CHF zu 100** |
|---|---|---|
| **033604B** | Klebe Foliaus PCR | **AA -** |
| **033832B** | Klebstoff Alu für PCR-Platten | **AA -** |
| **033969** | PCR Folie heißsiegelfähig | **AA -** |
| **035713B** | Masterclear real-time PCR-PCR Folie selbstklebend | **AA -** |



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com