
PCR-Platten mit 96 und 384 Wells




- **Aus hochwertigem, transluzentemPolypropylen für die PCR**
- **Naturfarbe**
- **Kompatibel mit allen Marken von Thermocycler**

DNase RNase

Typ	Beschreibung	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
96-Well PCR-Platte				
Ohne Rand	Standardform, flache Oberfläche	**054800B**	25	**AA -**
Mit Rand	Arbeitsvolumen 200 µl, eine Orientierungskerbe	**054806C**	10	**AA -**
segmentierter Halbrand	96 Wells, segmentiert*	**054808B**	10	**AA -**
Mit Rand für ABI	Mit erhöhtem Rand, speziell für ABI, Arbeitsvolumen 300 µl, mit Einkerbung	**054809B**	10	**AA -**
384-Well PCR-Platte				
Mit Rand	Mit Rand, mit zwei abgeschnittenen Ecken, Arbeitsvolumen 40 µl	**054811**	40	**AA -**

* Um das Schneiden der Platte in Streifen von 24 Mikroröhrchen zu erleichtern












96 und 384 Well PCR-Mikroplatten für LightCycler 480 Greiner Bio-One



Nicht sterile weiße Polypropylenplatten mit 96 oder 384 Wells, SBS-Format, für Echtzeit-PCR-Systeme (LightCycler 480).

- **Ultradünne Wände, optimale Wärmeübertragung**
- **Alphanumerische Wellcodierung**
- **Versiegelbar mit den Klebefolien VIEWseal, AMPLIseal und SILVERseal**
- **Volumen des Wells : 25 µl**
- **Mit Rand für 384 Wells**
- **Mit Halbrand für die 96-Well**

Art. Nr.	Farben	Format	Rand	Besonderheit	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
669285	Weiß	96	1/2 Rand	LC96 und LC480	25	100	**AA -**
785201	Natur	384	Rand	CFX384, LC96	15	60	**AA -**
785285	Weiß	384	Rand	und LC480	25	100	**AA -**
785290	Natur	384	Rand	ABI-kompatibel	15	60	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
676070	Optisch hochtransparente Klebefolie VIEWseal	100	**AA -**
676040	Selbstklebende hochtransparente Folie mit geringer Autofluoreszenz AMPLIseal	100	**AA -**
676090	Acrylat-Klebefolie aus schlagfestem Aluminium SILVERseal	100	**AA -**

PCR-Platte 96 Wells Halbrand



- **Hergestellt aus Polypropylen**
- **Kompatibel mit allen Marken von Thermocycler**
- **Gleichmäßig dünne Wand für optimale Wärmeübertragung**
- **Autoklavierbar**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
713161	PCR-Platte 96 Wells Halbrand	10	100	**AA -**