Treff 96- und 384-Well PCR-Platten



DNase RNase · Human DNA · Endo-toxin

- Vollautomatische Produktion in einem Reinraum der Klasse 8 nach ISO 14644-1
- Aus hochreinem Polypropylen
- Ohne Zusatzstoffe
- Ultradünne Wände für schnelle Wärmeübertragung
- Autoklavierbar



Geben Sie die Art. Nr. auf www.milian.com ein, um den Leitfaden zur Kompatibilität von Treff PCR-Platten zu erreichen

Platten-Art	96-Well-Platte low profile mit Rand	Standard 96-Well-Platte mit Halbrand	96-Well-Platte low profile mit Halbrand	Platte 96 Wells Low Profile mit Halbrand mit erhöhtem Rand	Standard 96-Well-Platte ohne Rand	96-Well-Platte low profile ohne Rand	384 Wells-Platte mit Rand
Verpackt zu	10	5	5	5	5	5	5
VE	50	50	50	50	50	50	50
Natur	**982858**	**982859**	**982860**	**982861**	**982862**	**982863**	**034142**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Weiß	**982864**	**982865**	**982866**	**982867**	**982868**	**982869**	**-**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**-**


Platten für LightCycler 480

Platten-Art	96-Well-Platte low profile mit Halbrahmen	96-Well-Platte mit Versiegelungsfolie	384 Wells-Platte mit Rand
Verpackt zu	5	5	5
VE	50	50	50
Weiß	**982870**	**982871**	**982873**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
982875	Optische Versiegelungsfolie aus PET für PCR- und QPCR-Platten	100	**AA -**

384-Well PCR-Platten Treff




Endo-toxin · DNase RNase · Human DNA

- Platten mit Rand
- Reines Polypropylen
- Volumen: 40 µl Arbeitsvolumen: 25 µl
- Dünne Wände
- Alphanumerische Kennzeichnung
- Erhöhter Rand der Wells für eine effektivere Versiegelung der Klebefolien und ein geringeres Risiko von Kreuzkontaminationen
- Kompatibel mit den meisten Marken von Thermocycler
- Vollautomatische Produktion in einem Reinraum der Klasse 8 nach ISO 14644-1

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
034142	384-well PCR-Platte mit Rand	50	**AA -**

Verschlussmatte für QPCR



- Mit flachen optischen Kappen, die in die Platte eingesetzt werden
- Zur Verwendung in Echtzeit-PCR oder zur Lagerung
- Robuste, mattierte Oberfläche
- Kann in 8er- oder 12er-Streifen oder einzeln geschnitten werden
- Hält an der PCR-Platte fest

Um einen sicheren Halt zu gewährleisten, befestigen Sie die Kappe von der Mitte der Platte aus und üben Sie ausreichend Druck auf jede einzelne Kappe aus.

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
038788	Trennbare Matte für PCR-Mikroplatten 96	25	**AA -**