Film ThermalSeal® RTS™ ClearLine®

ClearLine

- Anwendungen: qPCR, Langzeitlagerung, Kristallographie und HLPC
- 50,8 µm Polyolefin
- Einsatztemperatur : -80 °C bis +105 °C
- Für Platten ohne Rand
- Maß ohne Lasche: 116,2 x 78,3 mm
- Mit zwei abnehmbaren Laschen (außer Film auf Rolle)
- Optisch klar, geringe Autofluoreszenz
- Gute chemische Beständigkeit
- Der Silikonklebstoff wird nur bei Druck freigesetzt, um eine perfekte Haftung ohne Beeinträchtigung der Probe zu gewährleisten


DNase RNase



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
765246	Folie ThermalSeal® RTS™ ClearLine®	100	AA -
765279	Folie ThermalSeal® RTS™ ClearLine®	25	AA -
765265	ThermalSeal RTS-Folie™ ClearLine® steril	100	AA -
765249	ThermalSeal-Folie® RTS™ ClearLine® in Rollen von 65 m	1	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
760233	Applikator	AA -



Folien ThermalSeal® RT2™ et RT2RR™ ClearLine®

ClearLine

- Anwendung: qPCR
- 50,8 µm Polyester
- Einsatztemperatur : -40 °C bis +120 °C
- Mit zwei abnehmbaren Laschen
- Optisch klar, geringe Autofluoreszenz
- Folien von hoher optischer Qualität mit ausgezeichneter Haftung

Unsere Auswahl

DNase RNase

Art. Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	VE	CHF/ VE
760236	ThermalSeal-Folie® RT2RR™ ClearLine® für Platte ohne Rand	118,1 x 77,8	100	AA -
760208	ThermalSeal-Folie® RT2™ ClearLine® für Platte mit Rand oder Halbrand	121,9 x 79,4	100	AA -



QPCR-Film Absolute ABgene®

thermo scientific

Ultratransparente Folie, die speziell für die Anwendung in der quantitativen PCR entwickelt wurde.

- Optisch klar für qPCR- oder Fluoreszenzanwendungen
- Betriebstemperatur -80 °C bis +120 °C
- Absolut dicht, um das Verdampfen der Proben während der Wärmezyklen oder Lagerungsphasen zu verhindern
- Druckempfindliche Klebefolie, wird mit einem Applikator verwendet

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
016540	QPCR Klebefolie Absolute	50	AA -
016925	Applikator für Folie	1	AA -
016629	QPCR Absolute Klebefolie + Applikator	50 + 1	AA -



Nunc Klebefolien für qPCR

thermo scientific

- Aus Polyolefin
- Transparente Klebefolien
- Einsatztemperatur : -70 °C bis +100 °C
- Nicht steril

DNase RNase

Art. Nr.	Anwendungen:	Aufbohrbar	VE	CHF/ VE
044717	Q-Stick-Filme	Nein	100	AA -
056111	qPCR	Nein	100	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com