

Folie ThermalSeal® II™ ClearLine®



- Anwendungen: PCR, Langzeitlagerung
- 38,1 µm Aluminium
- Einsatztemperatur : -80 °C bis +120 °C
- Universal
- Maß ohne Lasche: 125,4 x 82,6 mm
- Mit zwei abnehmbaren Laschen (außer Film auf Rolle)
- Gute chemische Beständigkeit
- Durchstechbar, undurchsichtig
- Zieht sich nicht in sich selbst zurück
- Wiederverwendbarer, autoklavierbarer Applikator zum Versiegeln von Platten ohne Rand

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
760212	Folie ThermalSeal® II™ ClearLine®	100	AA -
760213	ThermalSeal II-Folie™ ClearLine® steril	50	AA -
765248	ThermalSeal-Folie® II™ ClearLine® in Rollen von 100 m	1	AA -


AlumaSeal® 96 und AlumaSeal® 384 ClearLine® Folien



- Anwendungen: PCR, Langzeitlagerung
- 38,1 µm Aluminium
- Einsatztemperatur : -80 °C bis +120 °C
- Mit einer Lasche
- Aufbohrbar
- Undurchsichtig
- Verstärkte Abdichtung für 96-Well-Platten

Art. Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	VE	CHF/ VE
760231	AlumaSeal®-Folie® 96 ClearLine® für 96er Platten ohne Rand	117,5 x 77,8	100	AA -
760232	AlumaSeal®-Folie® 384 ClearLine® für 384-Well- oder Deep-Well-Platten	123,8 x 82,6	100	AA -


Klebefolie zum Einfrieren Alumaseal® CS™



- Für die Kaltlagerung von Mikroplatten
- Maße: 81,5 x 132,6 mm
- Länge ohne Laschen : 123,04 mm
- Beständig bis zu -80 °C

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
760243	AlumaSeal-Folie® CS™	100	AA -
760244	AlumaSeal-Folie® CS™ steril	50	AA -


Folie ThinSeal™ ClearLine®



- Anwendungen: PCR
- 50,8 µm Aluminium
- Einsatztemperatur : -20 °C bis 120 °C
- Universal
- Maß ohne Lasche: 118,1 x 78,3 mm
- Mit einer abnehmbaren Lasche
- Aufbohrbar
- Undurchsichtig

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
765282	Folie FoilSeal™ ClearLine®	100	AA -
765281	Folie FoilSeal™ ClearLine® steril	50	AA -

Folie EZcap™ 1 x 8 PCR FoilSeal™ ClearLine®



- Anwendungen: PCR
- 50,8 µm Aluminium
- Einsatztemperatur : -20 °C bis 120 °C
- Für Streifen von 8 Röhrchen und Platten
- Maß ohne Lasche: 81,2 x 10,1 mm
- Mit zwei abnehmbaren Laschen
- Aufbohrbar
- Undurchsichtig

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
765268	Folie EZcap™ 1 x 8 PCR FoilSeal™ ClearLine®	300	AA -