Folie eXTReme™ FoilSeal™ für PCR ClearLine®

Unsere Auswahl

ClearLine

- Wasserdichte Universal-Aluminiumfolie
- Dicke : 50 µm
- Maße: 78,3 x 135,9 mm
- Länge ohne Laschen : 117,1 mm
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit (DMSO inklusive)
- Temperatur: -20 °C bis +120 °C
- Für PCR, Langzeitlagerung, lichtempfindliche Experimente und Automaten-Anwendungen
- Durchstechbar mit Pipettenspitzen und Roboterspitzen
- Lässt sich rückstandslos entfernen
- Einzelne Folie mit einer abziehbaren Anbringungslasche, Folie auf Rolle mit zwei abziehbaren Anbringungslaschen (Breite 10 mm)






DNase RNase

Art. Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	VE	CHF/ VE
765266	Folie eXTReme™ FoilSeal™ pour PCR	78,3 X 129	100	AA -
765270	Filmrolle eXTReme™ FoilSeal™ für PCR	78,3 X 139	500	AA -

Aluminiumfolie für alle Platten

Universelle Aluminium-Klebefolie mit sehr hoher Leistung, für jede Standard-Mikroplatte, PCR-Platte, Lagerungsplatte.

- Sehr geringe Verdunstung
- Mit einer Spitze oder Pipette durchstechbar
- 120 x 80 mm (131 x 81,3 mm mit Lasche)
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +150 °C



DNase RNase

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
106570B	Aluminium-Klebefolie 131 x 81,3 mm	100	AA -

Nunc Aluminiumfolie

- Klebebänder aus Aluminium
- Aufbohrbar
- Nicht steril




DNase RNase

Art. Nr.	Bezeichnung	Betriebstemperatur	VE	CHF/ VE
056320	Klebefolie für Platte 96 Wells	-80 °C bis +150 °C	100	AA -
056321	Klebefolie für Platte 384 Wells	-80 °C bis +150 °C	100	AA -
056112	Universal Klebefolie	-80 °C bis +120 °C	100	AA -

Klebefolien für PCR-Platten ABgene®

thermo scientific

- Klarer Kunststoff mit starker Haftung: von Hand abziehbar
- Aluminium: abziehbar oder durchstechbar und nicht schneidend
- Hohe Leistung, hohe Qualität, minimale Verdunstung (insbesondere für PCR mit geringem Volumen)
- Geflanschte Lasche zum einfachen Entfernen
- Einsatztemperatur : -20 °C bis +120 °C für Kunststoff und -40 °C bis +120 °C für Aluminium



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
016028	Transparente PCR-Folie mit hohem Haftvermögen	100	AA -
016125	PCR-Aluminiumfolie 130 x 80 mm	100	AA -
016925	Filmaufleger	1	AA -

SecureSeal-Aluminiumfolie für PCR-Platten

- Einsatztemperatur : -80 °C bis +120 °C
- Kann mit einer Pipettenspitze durchstochen werden

DNase RNase



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
039367	Aluminiumfolie nicht steril	100	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com