Nunc-Microwell-Platten für Serologie

Höchste Nunc-Qualität
96-Well-Platten für alle Serologie-Arbeiten.

- **Hervorragende optische Klarheit**
- **Randleisten zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen**
- **Matte, nicht spiegelnde Plattenränder**
- **Sehr große Einheitlichkeit**
- **Minimale Fluoreszenz**
- **Mit oder ohne Kondensationsring**

Art. Nr.	Boden-form	Volumen (ml) / Well	Deckel	Steril	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055380	Rund	0,3	–	–	10	180	AA -
055245	Rund	0,3	–	Ok	1	50	AA -
055140	Flach	0,4	–	–	5	60	AA -
055246	Flach	0,4	–	Ok	1	50	AA -
055142	Konisch	0,3	–	–	10	180	AA -
055247	Konisch	0,3	–	Ok	1	50	AA -
056366	Konisch	0,3	Ok	Ok	1	50	AA -
056367	Konisch	0,3	Ok	Ok	10	80	AA -
056368	Konisch	0,3	–	Ok	10	80	AA -
055274	Flach	0,4	Ok	–	10	160	AA -
055272	Flach	0,4	Ok	Ok	10	160	AA -



Zubehör


Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055143	Deckel mit Ring	5	100	AA -
055144	Deckel steril mit Ring	1	50	AA -
055610	Deckel steril ohne Ring	1	60	AA -
020100	Klebefolien	-	100	AA -
055049	Klebefolien steril	200	800	AA -

Nunc-Omnitray-Platten ohne Well

Platten im Mikroplatten-Standardformat, mit Deckel. Stapelbar.
In steriler Ausführung ideal:

- als Reagenzbehälter;
- für die Hybridisierung auf Membran.

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055048	OmniTray-Platte steril	1	60	AA -




Markierungsetiketten für Mikroplatten

Zum Kennzeichnen und Markieren von Mikroplatten.

- **Lösemittel- und temperaturbeständige (-80°C bis + 120 °C)**
- **Unablöslich und reißfest**
- **Maße (L x B): 38 x 6,4 mm**
- **Als Rolle oder Folie für Laser-Drucker.**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
053079	Etiketten in Rollenform	1000	AA -
053080	Etiketten auf Druckfolien	3120	AA -




Platten Minitray Nunc

Platten aus Polystyrol mit Deckel für Anwendungen in der Serologie

- **Alphanumerische Kennzeichnung**
- **Je ein Deckel oder gemeinsamer Deckel für gestapelte Schachteln**
- **Volumen je Well: 10 µl, Well-Tiefe: 1,9 mm**
- **Maße (L x B): 84 x 59 mm (inkl. Deckel)**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
056243	60-Well-Platte nicht steril	10	100	AA -
056058	72-Well-Platte nicht steril	10	100	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com