SEROLOGIE IMMUNOLOGIE

Nunc-Platten für Immunologie



Vier Oberflächenoptionen, ein Garantiezertifikat.

- **MAXISORP**-Oberfläche bieten eine starke Affinität für Proteine: 600 à 650 ng IgG pro cm^2
- Die Platten mit **POLYSORP**-Oberfläche bieten eine mittlere Adsorptions-Kapazität: 200 à 250 ng IgG pro cm^2. Ideal für ELISA- oder serologische Anwendungen
- Die Platten mit stark hydrophiler **MULTISORP**-Oberfläche eignen sich perfekt für die Immobilisierung von Molekülen mit hoher Polarität
- **MEDISORP**-Oberfläche bietet eine chemisch zwischen POLYSORP und MAXISORP (500 bis 600 ng d'IgG pro cm^2) liegende Oberfläche

➤ **Die Homogenität der Charge**

➤ **Eine spezifische Adsorption, deren Abweichung nicht über 10 % des Mittelwerts liegen darf**

➤ **Volumen pro Well: 0,4 ml (runder Boden: 0,3 ml)**

➤ **Tiefe der Wells: 11,2 mm**

Die Platten werden ohne Deckel geliefert.



C Boden flach Ecken abgerundet | U Boden rund 300 pul | F Boden flach | C Starwell Boden flach Ecken abger. und Flügel | C8 Starwell Ansicht der Position der Flügel

Platten mit starker Adsorption MAXISORP

Art. Nr.	Bodenform	Mit Zertifikat	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055303	Flach F96	Ok	5	60	AA -
055133	Flach F96	–	5	60	AA -
055134	Flach, Ecken abgerundet C96	Ok	5	60	AA -
055135	Flach, Ecken abgerundet C96	–	5	60	AA -
055136	Rund U96	–	5	60	AA -

Standard-Platten für Serologie

Art. Nr.	Bodenform	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055140	Flach F96	5	60	AA -
055380	Rund U96	10	180	AA -
056870	Rund U96	-	135	AA -
055142	Konisch	10	180	AA -

Platten mit mittlerer Adsorption POLYSORP

Art. Nr.	Bodenform	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055137	Flach F96	5	60	AA -
055138	Flach Ecken abgerundet C96	5	60	AA -
055139	Rund U96	5	60	AA -

Platte mit hydrophiler Oberfläche MULTISORP

Art. Nr.	Bodenform	Mit Zertifikat	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055607	Flach F96	Ok	5	60	AA -


Platte mit mittlerer Adsorption MEDISORP

Art. Nr.	Bodenform	Mit Zertifikat	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055608	Flach F96	Ok	5	60	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055143	Deckel für Platte	5	100	AA -
055144	Deckel steril	1	50	AA -
055049	Klebefolien steril	200	800	AA -
020100	Klebefolien	-	100	AA -

Platten mit Einzelwells Breakapart-Nunc



Arbeiten auf einer ganzen Platte mit Einzelwells.
Die Platten sind mit Strips versehen, aus denen die Wells entnommen werden können. Well-Volumen: 0,3 ml.

➤ Anwendungsgebiete

➤ **ELISA- und RIA-Tests**

➤ **Multiparametrische Tests**

➤ **Diagnosetests**

➤ Vorteile

➤ **Begrenzung der Anzahl von Wells und Reagenzien**

➤ **Individuelle Messung**

➤ **Farbcodierte Wells erhältlich (auf Anfrage)**

➤ Oberfläche

➤ **MAXISORP: starke Adsorption**

➤ **POLYSORP: mittlere Adsorption**

Platten mit Strips 1 x 8

Bodenform	Well/ Strip	MAXISORP	POLYSORP	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Flach Ecken abgerundet C8	1x8	055168	055169	10	60	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055612	Rahmen einzeln	5	60	AA -