Nunc-Platten mit modularen Strips

Ein fester Rahmen mit abnehmbaren Well-Strips.

Zwei Oberflächenoptionen:
- Die Platten mit **MAXISORP**-Oberflächen bieten eine starke Affinität für Proteine: 600 bis 650 ng IgG pro cm^2.
- Die Platten mit **POLYSORP**-Oberfläche bieten eine mittlere Adsorptionskapazität: 100 ng IgG pro cm^2. Ideal für ELISA- oder serologische Anwendungen und wenn bestimmte Antigene eine Affinität in der ersten Schicht zeigen.



Montierte Platten

Bodenform	Well/ Strip	MAXISORP	POLYSORP	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Flach F8	1 x 8	**055145**	**055146**	5	60	**AA -**
Flach F16	2 x 8	**055147**	**055148**	5	60	**AA -**
Flach runde Ecken C8	1 x 8	**055149**	**055150**	5	60	**AA -**
Flach runde Ecken C12	1 x 12	**055151**	**055152**	5	60	**AA -**
Rund U8	1 x 8	**055153**	**055154**	5	60	**AA -**
Flach F16 schwarz	2 x 8	**055228**	**055158**	5	60	**AA -**
Starwell C8	1 x 8	**055166**	-	5	60	**AA -**

Rahmen einzeln

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055165	Rahmen allein ohne Strip	5	60	**AA -**

Strips einzeln

Bodenform	Well/ Strip	MAXISORP	POLYSORP	Verpackt zu	VE	CHF/VE
Flach F8	1 x 8	**055159**	**055160**	160	640	**AA -**
Flach F16	2 x 8	**055161**	**055162**	80	320	**AA -**
Rund U16	2 x 8	**055163**	-	80	320	**AA -**





C Boden flach Ecken abgerundet | U Boden rund 300 pul | F Boden flach | C Starwell Boden flach Ecken abgerundet Flügel | C8 Starwell Ansicht der Position der Flügel

Platten mit trennbaren Wells Lockwell Nunc

Strip-Rahmen mit teilbaren Wells: mit einer einfachen Handbewegung teilbar. Der Rahmen nimmt ganze Strips oder einzelne Wells auf.

- **Standard-Mikroplattenformat**
- **Formen: flach mit abgerundeten Ecken, rund oder Starwell (sternförmig)**
- **3 Farbtöne (transparent, schwarz und weiß), 6 Oberflächentypen (Polysorp, Maxisorp, Medisorp, Multisorp, Immobilizer Amino und Immobilizer Streptavidin)**
- **Rahmenmaße: 128 x 86 mm**





Art. Nr.	Konfig.	Oberfläche	Volumen (µl)/Well	Farbe	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055173	C8 x 12	PolySorp	350	Transp.	10	60	**AA -**
056402	C8 x 12	PolySorp	350	Weiß	10	60	**AA -**
056403	C8 x 12	PolySorp	350	Schwarz	10	60	**AA -**
056401	C8 x 12	MaxiSorp	350	Weiß	10	60	**AA -**
056400	C8 x 12	MaxiSorp	350	Schwarz	10	60	**AA -**
055172**	C8 x 12	MaxiSorp	350	Transp.	10	60	**AA -**
055170**	U8 x 12	MaxiSorp	320	Transp.	10	60	**AA -**
055174**	C8* x 12	MaxiSorp	330	Transp.	10	60	**AA -**
056404**	C8 x 12	MediSorp	350	Transp.	10	60	**AA -**
056405	C8 x 12	MultiSorp	350	Transp.	10	60	**AA -**
056210	C8	Amino	350	Transp.	5	30	**AA -**
056215	C8	Streptavidin	350	Transp.	1	15	**AA -**

* C8 Starwell x 12 ** Mit Zertifikat

Rahmen einzeln

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
056406	Rahmen allein ohne Strip	10	60	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com