Platten und Strips FluoroNunc



96-Well-Mikroplatten, weiß, schwarz oder transparent für Fluoreszenz und Lumineszenz.

- Schwarze Mikroplatten: für Fluoreszenz und Lumineszenz; streuen das Licht und reduzieren das Rauschen.
- Weiße Mikroplatten: für Fluoreszenz und Lumineszenz; maximieren das Signal und eliminieren Autofluoreszenz- und Lumineszenz-Probleme.
- Transparente Mikroplatten: reduzieren erheblich das Rauschen und ermöglichen optisches Ablesen.

Oberflächenqualität

- **Unbehandelt**
- **Für sterile Zellkulturen behandelt**
- **Mit starker Adsorptions-Oberfläche (MAXISORP) oder mittlerer Adsorption (POLYSORP)**

Alle Platten mit flachem Boden (F) oder flachem Boden und abgerundeten Ecken (C).

			Schwarz	Blanche	Transparent	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Boden	Steril	Deckel						
Behandelte Platten für Zellkultur								
Plat F	Ja	Ja	**055210**	**055211**	-	1	50	**AA -**
Plat F	Ja	Ja	**055212**	**055213**	-	10	160	**AA -**
Unbehandelte Platten								
Plat F	Ja	Ja	**055214**	**055215**	-	1	50	**AA -**
Plat F	Ja	Ja	**055216**	**055217**	-	10	160	**AA -**
Plat F	Nein	Nein	**055218**	**055219**	-	10	180	**AA -**
Platten MAXISORP								
Plat F	Nein	Nein	**055220**	**055221**	-	10	80	**AA -**
Plat C	Nein	Nein	-	**055226**	-	5	60	**AA -**
Platten POLYSORP								
Plat F	Nein	Nein	**055222**	**055223**	-	10	80	**AA -**
Platten in Strips MAXISORP								
8 x 12 puits	Nein	Nein	-	-	**055304**	5	60	**AA -**
12 x 8 puits	Nein	Nein	-	**055305**	-	5	60	**AA -**
6 x 16 puits	Nein	Nein	**055228**	-	-	5	60	**AA -**
Platten in Strips POLYSORP								
12 x 8 puits	Nein	Nein	-	**055230**	-	5	60	**AA -**
6 x 16 puits	Nein	Nein	**055158**	-	-	5	60	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055143	Deckel für Platte	5	100	**AA -**
055144	Deckel steril	1	150	**AA -**

Weiße Platten für Lumineszenz LumiNunc



Weiße 96- oder 384-Well-Platte, maximal spiegelnd, bei minimaler Autofluoreszenz und Autolumineszenz.

Oberflächen :
- MAXISORP : hohe Affinität zu Proteinen ;
- POLYSORP : durchschnittliche Adsorption ;
- Zellkultur steril behandelt.

Immuno-Behandlung (ohne Deckel)

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055221	96-Well-Platte, Boden flach MAXISORP	10	80	**AA -**
055223	96-Well-Platte, Boden flach POLYSORP	10	80	**AA -**
055219	Unbehandelte 96-Well-Platte, Boden flach	10	180	**AA -**
055457	384-Well-Platte MAXISORP	10	30	**AA -**
055347	1536-Well-Platte	10	30	**AA -**