Immunologie-Platten Microlon



96-Well-Platten und teilbare oder nicht teilbare 8- und 12-Well-Strips. Mehrere Behandlungsoptionen

- Microlon-Platten mit mittlerer Haftung (Microlon 200, Adsorptionskapazität 200 ng IgG pro cm^2) und starker Haftung (Microlon 600, Adsorptionskapazität 600 ng IgG pro cm^2);
- Weiße Lumitrac-Platten mit mittlerer Haftung (Lumitrac 200) oder starker Haftung (Lumitrac 600);
- Schwarze Fluotrac-Platten mit mittlerer Haftung (Fluotrac 200) oder starker Haftung (Fluotrac 600).

Ultra-Low-Profile-Deckel

Art. Nr.	Typ	Steril	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
691101	Niedrig	–	1	100	**AA -**

Platten mit 12 Well-Streifen

Art. Nr.	Volumen (µl)	Boden	Behandlung	VE	CHF/ VE
701071	20 - 350	Flach	Starke Haftung	100	**AA -**
701070	20 - 350	Flach	Mittlere Haftung	100	**AA -**

Platten mit 2 x 8 Well-Streifen, trennbar

Art. Nr.	Volumen (µl)	Boden	Behandlung	VE	CHF/ VE
756071	20 - 350	Flach	Starke Haftung	100	**AA -**
756070	20 - 350	Flach	Mittlere Haftung	100	**AA -**
754061	40 - 280	Rund	Starke Haftung	100	**AA -**

96-Well-Platten

Art. Nr.	Vol/Well (µl)	Microlon 200	Microlon 600	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Flach	25-340	**655001**	**655061**	10	40	**AA -**
Flach*	30-350	**655080**	**655081**	10	40	**AA -**
Rund	40-280	**650001**	**650061**	10	40	**AA -**
Konisch	40-200	**651001**	**651061**	10	40	**AA -**
Flach**	15-175	**675001**	**675061**	5	40	**AA -**

*: Zylinderartig **: 1/2 Well

Platten in 1 x 8 Strips

Fläche	Boden flach	Boden U-Form	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Volumen/Well (µl)	20-350	40-280	-	-	-
Microlon 200	**762070**	**767070**	10	100	**AA -**
Microlon 600	**762071**	**767071**	10	100	**AA -**
Lumitrac 200 (weiß)	**762075**	-	10	100	**AA -**
Lumitrac 600 (weiß)	**762074**	-	10	100	**AA -**
Fluotrac 200 (schwarz)	**762076**	-	10	100	**AA -**
Fluotrac 600 (schwarz)	**762077**	-	10	100	**AA -**

Weitere Platten : siehe Seite 446

Streptavidin-Platten 96 und 384 Wells



Mit Streptavidin beschichtete Platten, 96 oder 384 Wells.

	96 Wells	384 Wells
Beschichtete Fläche (Volumen)	300 µl	90 µl
Adsorptionskapazität Biotin	› 5 ng / Well oder 20 pmol / Well	› 1,5 ng / Well oder 6 pmol / Well
Abweichung Beschichtung	‹ 5 %	‹ 8 %
Streptavidin leaching	‹ 5 ng / Well	‹ 1 ng / Well

Deckel

Art. Nr.	Bezeichnung	Steril	VE	CHF/ VE
020036	Deckel	–	100	**AA -**
020037	Deckel	Ok	100	**AA -**

Art. Nr.	Typ	Farbe	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
655990	96 Wells	Transparent	5	40	**AA -**
655995	96 Wells	Weiß	5	40	**AA -**
655996	96 Wells	Schwarz, Boden transparent	5	40	**AA -**
655997	96 Wells	Schwarz	5	40	**AA -**
781990	384 Wells	Transparent	5	40	**AA -**
781995	384 Wells	Weiß	5	40	**AA -**
781996	384 Wells	Schwarz, Boden transparent	5	40	**AA -**
781997	384 Wells	Schwarz	5	40	**AA -**



Erfahren Sie mehr über Mikroplattenfilme im Bereich Lagerung und Screening.