System zur Visualisierung der Wells- Light One

Kompakte Halterung vereinfacht die Visualisierung auf 96-Well-Platten.

- **Beleuchtet die Wells während der Verteilung**
- **Die Beleuchtung erfolgt entweder manuell oder vorprogrammiert mit Pause**
- **Komplette oder teilweise Beleuchtung nach Spalte oder Reihe (auch Well für Well möglich)**
- **Vorrücken manuell oder automatisch**
- **Beleuchtung des Index allein bei lichtempfindlichen Produkten**
- **Zur Verwendung mit Halterung, die für den richtigen Ausrichtungswinkel der Platte sorgt**
- **Einfache Version für 96 Wells Platten, oder 384 Wells Version für 96 und 384 Wells Platten**



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
039073	LightOne Illuminator, 100 - 240V mit Ständer, Pedal und Visualisierungsrahmen	AA -
039079B	LightOne Illuminator Pro 384, 100 - 240V mit Ständer, Pedal und Visualisierungsrahmen	AA -


TRACKMAN™ Gilson

- **Hilfe für das Pipettieren von Mikrotiterplatten**
- **Über alle Abschnitte der Verteilung auf den Mikroplatten hinweg**
- **Ausschließen von Pipettierungsfehlern**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
070040	TRACKMAN™ Gilson	AA -

Zubehör


Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
066394	Netzgerät	AA -
066422	Reagenzien-Behälter 25 ml (100)	AA -
070041	Adapter TRACKMAN™	AA -
070042	Mikroröhrchen-Halter für TRACKMAN™	AA -



Kippbare Mikroplatten-Halterung


- **Halterung aus transparentem Acryl**
- **Verstellbar**
- **Fixiert auf einer epoxidbeschichteten Stahlbasis**
- **Für alle 6- bis 96-Well-Platten**

Art. Nr.	Bezeichnung	L x B x H (mm)	CHF
045883	Kippbare Mikroplatten-Halterung	114 x 165 x 157	AA -



Impfschlinge mit 95 Spitzen, Mikroplattenformat

- **Aus geformtem Polystyrol**
- **Mit 95 Spitzen**
- **Die fehlende Spitze dient zur Kontrolle**
- **Zur gleichzeitigen Entnahme von 95 Bakterienkolonien**
- **Volumen 10 µl/ Spitze**
- **Tablett für das Inokulum (separat zu bestellen)**
- **Gammasteril**
- **Weitere Anwendungen: Zytotoxizitätsuntersuchungen; serologische Untersuchungen, Verdünnungen, Empfindlichkeitstests**
- **Jeder Impfstoff wird mit einer 40-ml-Impfschale geliefert**
- **Die Impfschale kann separat unter der Referenznummer 064112 bestellt werden**



Art. Nr.	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Verpackt zu	VE	CHF
064111	Impfschlinge 95 Spitzen Mikroplattenformat	141 x 95 x 12,7	5	50	AA -
064112	Tablett für Impfschlinge Mikroplattenformat	126 x 85 x 11,8	10	60	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com