Platten- Waschsystem CappWash



VIDEO



Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen

- **Manuelles Reinigungssystem für Mikroplatten**
- **Autoklavierbar**
- **Keine elektrischer Anschluss**
- **Cappwash versehen mit einem Träger**
- **Silikonschlauch separat zu bestellen (empfohlen: 3 m)**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
091033	CappWash 8 Kanäle	AA -
091232	CappWash 12 Kanäle	AA -
091243	CappWash 16 Kanäle für 384 Wells Platte	AA -
091244	Flasche für Reinigungslösung 5 l	AA -
091245	Flasche für die Abfallsammlung 2 l	AA -
091246	Vakuumfalle 194 x 144 x 191 mm	AA -
091247	Silikonschlauch 1 m	AA -

Nunc-Immunologie-Röhrchen





Röhrchen mit spezifischer Oberfläche für Arbeiten in der Immunologie. Mit zwei Oberflächenarten erhältlich:

- **MINISORP:** sehr schwache Adsorption, mit erheblicher Reduktion der Anhaftung der Proteine und Immunglobuline an den Wänden. Ideal für Arbeiten in der Flüssigphase, wenn verdünnte Protein- oder Immunglobulin-Lösungen verwendet werden.
- **MAXISORP**: sehr starke Adsorption der Proteine und Immunglobuline (400 ng pro cm^2).

ø x H (mm)	Vol. (ml)	MINISORP	MAXISORP	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
11 x 70	4	055232	-	150	3600	AA -
12 x 75	5	055234	055235	1000	3000	AA -
15 x 100	12	055306	-	150	1200	AA -

Verschluss für ImmunoRöhrchen

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
056045	Verschluss ø 11 mm	3600	AA -
056047	Verschluss ø 12 mm	3000	AA -
056050	Verschluss ø 15 mm	2400	AA -

Startube Nunc



Röhrchen mit Flügeln
Das Startube-Röhrchen verfügt am Boden über 6 Formflügel, welche die Haftungsoberfläche beim Kontakt mit Proteinen und Immunglobulinen vergrößern.

Art. Nr.	Bezeichnung	ø x H (mm)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055236	Startube MAXISORP 5 ml Nunc	12 x 75	1000	3000	AA -

WEB



Greiner Bio-One Immunologieröhrchen finden auf www.milian.com