Reagenzbehälter ClearLine®

- Polystyrol, medical grade, weiß oder durchsichtig
- Ausguss an den 4 Ecken
- Boden in V-Form
- In nicht steriler oder steriler Ausführung, einzeln oder im 5er-Pack
- Graduierungen an den zwei Innenwänden (Präzision +/- 5%)

DNase RNase · Human DNA · Pyrogen




Standard-Behälter aus weißem Polystyrol

L x B x H int. (mm)	L x B x H ext. (mm)	Vol. (ml)	Nicht steril pro 100	CHF/ VE pro 100	Steril pro 1	CHF/ VE pro 100	Steril pro 5	CHF/ VE pro 200
117 x 32 x 23	145 x 62 x 24	25	097805	AA -	097801	AA -	097800	AA -
117 x 49 x 23	145 x 82 x 27	50	097819	AA -	097802	AA -	097803	AA -
115 x 50 x 30	145 x 86 x 30	100	097804	AA -	087806	AA -	087807	AA -

3-fach untergeteilte Behälter, steril, aus weißem Polystyrol

Interne Maße des Fachs (L x B x H) = 35 x 18 x 15 mm.


L x B x H int. (mm)	L x B x H ext. (mm)	Vol. (ml)	Steril pro 1	CHF/Karton von 100	Steril pro 5	CHF/Karton von 200
117 x 32 x 23	145 x 62 x 24	25	087804	AA -	087805	AA -



Standard-Behälter aus durchsichtigem Polystyrol

L x T x H int. (mm)	L x T x H ext. (mm)	Vol. (ml)	Nicht steril pro 100	CHF/ VE von 100	Steril pro 1	CHF/VE von 80	Steril pro 5	CHF/VE von 160
126 x 39 x 27	149 x 69 x 27	55	-	-	006793*	AA -	006794*	AA -
118 x 50 x 33	150 x 86 x 34	100	006795**	AA -	006796**	AA -	006797**	AA -

*Boden in V-Form, ganze innere Länge
** Boden in V-Form ab 18mm (vom inneren oberen Rand des Behälters ab)



ClearLine® Zertifikate herunterladbar* auf www.milian.com

WEB

* Geben Sie die Art.Nr. auf milian.com ein

Reagenzienbehälter CE-IVD ClearLine®

- Behälter aus weißem Polystyrol
- Zertifiziert CE-IVD
- Ausgießtüllen an den 4 Ecken
- V-Form Boden
- Graduiert
- Produkt in einem sauberen, sterilen oder vorsterilisiertem Raum hergestellt

DNase RNase · Human DNA · Pyrogen

CE IVD



			Nicht steril, 100 Stk.		Steril 1 Stk.		Steril 5 Stk.	
Kapazität (ml)	L x T x H int.(mm)	L x T x H ext.(mm)	Art. Nr.	CHF / 100 Stk.	Art. Nr.	CHF / 100 Stk.	Art. Nr.	CHF / 100 Stk.
25	117 x 32 x 23	145 x 62 x 24	713152	AA -	713155	AA -	713158	AA -
50	117 x 49 x 23	145 x 82 x 27	713153	AA -	713156	AA -	713159	AA -
100	115 x 50 x 30	145 x 86 x 30	713154	AA -	713157	AA -	713160	AA -

SEROLOGIE IMMUNOLOGIE