
Reagenz-Reservoir für Mehrkanalpipetten





062925 bis 062927

- **Stabiles Polystyrol**
- **Reliefgraduierung**
- **V-Boden**
- **Ausläufe an den 4 Ecken**
- **Geeignet für 8-Kanal-Pipetten (10 ml-Version, 25 ml spezifische 8-Kanal- und 50 ml-Doppelkammer) und 12 Kanäle (50 ml Standard oder Doppelkammer, 100 ml)**
- **Sterile Version: RNase / DNase-frei und frei von pyrogenen**


	Nicht steril			Steril verpackt zu/1			Steril verpackt zu/5		
Vol. (ml)	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**
5	**162628**	300	**AA -**	**162629**	100	**AA -**	**162630**	200	**AA -**
10	**062916**	300	**AA -**	**062917**	100	**AA -**	**062918**	200	**AA -**
25	**062919**	100	**AA -**	**062920**	100	**AA -**	**062921**	200	**AA -**
25**	**062939**	100	**AA -**	**062940**	100	**AA -**	**062941**	200	**AA -**
50	**062922**	100	**AA -**	**062923**	100	**AA -**	**062924**	200	**AA -**
50*	**062925**	100	**AA -**	**062926**	100	**AA -**	**062927**	200	**AA -**
100	**062928**	100	**AA -**	**062929**	100	**AA -**	**062930**	200	**AA -**

** Speziell für 8-Kanal-Pipetten. * Doppelfach.

Deckel für Behälter

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
162640	Deckel für 25ml Behälter 0762919, 062920 und 062921	200	**AA -**

Reagenzien-Behälter Octaline




Inkubationskammer

Reagenzien-Behälter mit 8 Kanälen, Mikroplattenformat oder größer, aus weißem Polypropylen.

	Mikroplattenformat	Grossformat
Länge	10 cm	17 cm
Verwendung	Western blotting von Mini SDS-PAGE	Alle Anwendungen 8 Kanäle
Volumen pro Kanal	6 ml	8 ml
Art. Nr.	**046854**	**046855**
Einheit/Karton	10	10
CHF/Karton	**AA -**	**AA -**
Deckel (optional)		
Art. Nr.	**046856**	**046857**
Einheit/Karton	10	10
CHF/Karton	**AA -**	**AA -**

Reagenzien-Behälter Treff



- **Volumen: 50 ml**
- **Aus Polypropylen**
- **Autoklavierbar, wiederverwendbar**
- **Für Ein-Kanal-Pipetten, 8 Kanäle oder 12 Kanäle**
- **Stapelbar**
- **Weist zwei Niveaumarken auf: 10 ml und 20 ml**
- **Seine Neigung hilft beim Halten der Pipette während des Anfüllens und bei der Visualisierung der Flüssigkeit in den Spitzen**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF 10 Stück
034102	Reagenzien-Behälter Treff	10	**AA -**