
Reagenzien-Behälter 8 und 12 Kanäle steril

- Aus Polystyrol
- 8 oder 12 Kanäle, Volumen: 40 ml
- Für Entnahmen mit Mehrkanal-Pipetten
- Steril, Einzelverpackung



	8 Kanäle			12 Kanäle		
Steril	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
Non	**061003**	30	**AA -**	**061004**	30	**AA -**
Non	**061003C**	100	**AA -**	**061004C**	100	**AA -**
Ja	**061068**	10	**AA -**	**061069**	10	**AA -**

Behälter Octatray aus Polypropylen 100 ml

- Innen V-förmig für bessere Entnahme der Proben
- Volumen: 100 ml
- Aus Polypropylen
- Zur Verwendung mit Mehrkanal-Pipetten zu 8 oder 12 Kanälen



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
046858	Behälter Octatray	100	**AA -**

Reagenzien-Behälter

- Aus transparentem PVC oder weißem Polysyrol
- V-Boden
- Dicke Wände und breiter Boden für die Handhabung des Produkts ohne Verformungsgefahr (verringert die Kippgefahr)
- Entwickelt, um flach auf dem Labortisch zu bleiben und sich nicht zu verformen
- Sterile Versionen: verpackt in versiegelten, elektronensterilisierten Beuteln (auch frei von DNase, RNase und Pyrogenen)
- Stapelbar
- Teilstriche an Oberkante und Innenwand
- Ausguss an den 4 Ecken zum einfachen Ausgießen des Inhalts
- Doppelkammerversion 25 ml (10 ml + 15 ml) erhältlich



Art. Nr.	Volumen (ml)	Material	Steril	Innenmaße L x B x H (cm)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
320655	5	Polystyrol	Ja	7,2 x 2,1 x 1,8	1	50	**AA -**
320656	10	Polystyrol	Nein	7,2 x 2,1 x 1,8	100	100	**AA -**
320657	10	Polystyrol	Ja	7,2 x 2,1 x 1,8	1	100	**AA -**
320658	25	Polystyrol	Ja	10,2 x 2,5 x 2,1	5	200	**AA -**
320659	25	Polystyrol	Ja	10,2 x 2,5 x 2,1	1	100	**AA -**
320660	25	Polystyrol	Nein	10,2 x 2,5 x 2,1	100	100	**AA -**
320661	50	Polystyrol	Ja	10,2 x 2,5 x 3	5	200	**AA -**
320662	50	Polystyrol	Ja	10,2 x 2,5 x 3	1	100	**AA -**
320663	50	Polystyrol	Nein	10,2 x 2,5 x 3	100	100	**AA -**
320664	50	PVC	Ja	10,2 x 2,5 x 3	5	100	**AA -**
320665	50	PVC	Nein	10,2 x 2,5 x 3	100	100	**AA -**
320666	100	Polystyrol	Ja	10,9 x 4,8 x 3,2	5	200	**AA -**
320667	100	Polystyrol	Ja	10,9 x 4,8 x 3,2	1	100	**AA -**
320668	100	Polystyrol	Nein	10,9 x 4,8 x 3,2	100	100	**AA -**
320669	100	PVC	Nein	10,9 x 4,8 x 3,2	100	100	**AA -**
320670*	25 (10 & 15 ml)	Polystyrol	Ja	10,2 x 2,5 x 2,1	5	200	**AA -**
320671*	25 (10 & 15 ml)	Polystyrol	Ja	10,2 x 2,5 x 2,1	1	100	**AA -**

* Doppelkammerversion

Reagenzien-Behälter 25 ml und 100 ml steril MATRIX

- Aus Polystyrol, Graduierung innen
- Ausgüsse an den vier Seiten
- Breite Basis für mehr Stabilität
- Gammasteril



Art. Nr.	Volumen (ml)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
446005	25	10	100	**AA -**
446006	25	1	50	**AA -**
446011	100	10	100	**AA -**
446012	100	1	50	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com