
Einweg-Reagenzien-Behälter



Neues Behälter-Konzept. Flach geliefert: in V-Form zu falten. Im 5er-Pack.

- **Zwei Volumen: 30 oder 40 ml**
- **Aus Polypropylen, steril oder nicht steril**
- **Für Pipetten mit 8, 12 oder 16 Kanälen**
- **V-förmiger Boden erleichtert die Entnahme der gesamten Flüssigkeit**

Art. Nr.	Volumen (ml)	Steril	Für Pipetten	VE	CHF/ VE
091059	30	–	8 und 16 Kanäle	50	AA -
091060	40	–	12 Kanäle	50	AA -
091091	30	Ok	8 und 16 Kanäle	50	AA -
091092	30	Ok	12 Kanäle	50	AA -

Behälter 175 ml



- **Behälter mit V-förmigem Boden, Kapazität: 175 ml**
- **Aus Polypropylen, autoklavierbar: 121 °C, 15 psi, 15 Minuten**
- **Graduierung bis 150 ml in 25-ml-Schritten**
- **Sehr stabile Basis, Deckel mit nur einer Hand zu öffnen**
- **Zwei Versionen: steril (5er-Pack) oder nicht steril, mit oder ohne Deckel**

Art. Nr.	Steril	Deckel	VE	CHF/ VE
760237	Ok	Ok	100	AA -
760238	Ok	–	100	AA -
760239	–	Ok	100	AA -
760240	–	–	100	AA -

Reagenzien-Behälter biologisch abbaubar



- **Behälter und Verpackung biologisch abbaubar, Gamma-steril**
- **Stabil**
- **Graduierung an der Innenseite**

Art. Nr.	Volumen (ml)	L x B Basis (cm)	L x B x T* Well (cm)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
053481	25	14,6 x 5,8	10,8 x 2,7 x 2,3	10	100	AA -
053480	25 (Doppel-Behälter)	14,6 x 5,8	10,8 x 2,7 x 2,3	10	100	AA -
053482	50	14,6 x 6,3	10,8 x 2,6 x 2,5	10	100	AA -
053479	100	15 x 8,5	10,8 x 4,9 x 3,2	10	100	AA -

*an der tiefsten Stelle


Polystyrol-Reagenzbehälter



- **Weißer Polystyrol für eine bessere Sichtbarkeit des Reagenzes**
- **Für den wiederholten Reagenztransfer**
- **Hintergrund V erleichtert die Reagenzienwiederherstellung**
- **Steril**

Art. Nr.	Volumen (ml)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
978377	50	1	80	AA -
978378	50	5	200	AA -
978380	55	1	80	AA -
978379	55	5	200	AA -

Doppelfach-Behälter 25 ml



2 Fächer: eines für eine Pipette mit 8 Kanälen, das andere für eine Ein- oder Vier-Kanal-Pipette.

- **Gesamtvolumen: 25 ml**
- **Gamma-steril**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
446007	Doppelbehälter für Reagenzien	10	100	AA -
446008	Doppelbehälter für Reagenzien	1	50	AA -