Reagenzien-Behälter 12 Kanäle

Behälter mit 12 Kanälen, aus Polypropylen für Mehrkanal-Pipetten oder für Verwendung in Robotik.

- **Autoklavierbar**
- **Volumen je Kanal: 22 ml**
- **Konischer Kanalboden für optimale Entnahme der Proben**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF pro 5
045550B	Behälter 12 Kanäle	AA -



Behälter für Reagenzien 25 , 50 und 100 ml

- **Aus dickem weißen Polystyrol**
- **Enger V-Boden**
- **Ausläufe an den 4 Ecken des Behälters**
- **Version steril : RNase/DNase frei und pyrogenfrei**

	Steril Verpackt zu 1	
Volumen (ml)	Art. Nr.	CHF/ 50 Stk.
25	141349	AA -
50	141352	AA -




Reagenz-Behälter aus PVC, durchsichtig, 55 ml

Behälter aus PVC für Ein- oder Mehrkanalpipetten.

- **Kostengünstig**
- **Boden in V-Form**
- **Volumen: 55 ml**

Art. Nr.	Material	Steril	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
010165	PVC durchsichtig, kostengünstig	–	100	100	AA -
006792	PVC durchsichtig, robust	–	100	100	AA -



Reagenzien-Behälter speziell für Robotik, aus Polypropylen

Thermo SCIENTIFIC | MATRIX

Reagenzien-Behälter aus Polypropylen, besonders geeignet für automatisierte Wasch- und Spülanlagen.
2 Modelle:
- Mit flachem Boden;
- Mit Boden mit geneigten Seitenflächen für minimales Totvolumen. Ideal für Roboter mit 96 oder 384 Spitzen.

- **Ausführung nicht steril oder steril**
- **Verwendungstemperatur: - 20 °C bis + 50 °C**
- **Eignen sich ebenso für alle Arten von Mikrotitration mit Mehrkanal-Pipette**
- **Volumen: 300 ml**

DNase RNase

Pyrogen

Art. Nr.	Steril	Boden	VE	CHF/ VE
028412	Nein	Flach	40	AA -
028413	Ja	Flach	40	AA -
028439	Nein	geneigte Seitenflächen	40	AA -
028440	Ja	geneigte Seitenflächen	40	AA -





10-ml-Behälter finden Sie auf www.milian.com

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com