
HTS Einwegbehälter




- Formate 96 oder 384 Wells
- Einweg, aus weißem Polystyrol (HIPS) mit Halterung in SBS-Format
- Arbeitsvolumen 75 ml
- Mit Halterung aus schwarzem Polystyrol, wiederverwendbar
- Erhältlich steril oder nicht steril

384 Wells weiss mit 2 Halterungen				96 Wells weiss mit 2 Halterungen			
Nicht steril	CHF pro 100	Steril	CHF pro 100	Nicht steril	CHF pro 100	Steril	CHF pro 100
097806	AA -	097807	AA -	097816	AA -	097817	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF pro 10
097818	Sockel für Behälter	AA -

Robotik-Behälter Deepwell HTS



- Einwegbehälter Deepwell Hoch- oder Niedrigprofil
- Formate 96 Wells oder mit 8 Kanälen
- Einweg, aus weißem Polystyrol (HIPS) mit Halterung in SBS-Format
- Mit Halterung aus schwarzem Polystyrol, wiederverwendbar
- Max. Volumen 300 ml
- Erhältlich steril oder nicht steril

Behälter 8 Kanäle Deepwell hoch mit 2 Halterungen				Behälter 8 Kanäle Deepwell niedrig mit 2 Halterungen			
Nicht steril	CHF pro 100	Steril	CHF pro 50	Nicht steril	CHF pro 100	Steril	CHF pro 50
097808	AA -	097809	AA -	097810	AA -	097811	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF pro 10
097818	Sockel für Behälter	AA -

Behälter 96 Wells Deepwell weiß mit 2 Halterungen	
Steril	CHF pro 50
097813	AA -

Wiederverwendbare Reagenzien-Behälter



Reagenzien-Behälter, autoklavierbar, aus Polypropylen.

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
047176	Behälter 1 Well 60 ml V-Form (140 x 48 mm)	5	AA -
061001	Behälter 1 Well 70 ml V-Form	20	AA -
047179	Behälter 1 Well 100 ml (Breite 75 mm)	10	AA -
047180	Behälter 8 Well 10 ml (Breite 75 mm)	10	AA -
061002	Behälter 1 Well 175 ml mit Deckel mit Scharnier (L x B x H = 120 x 80 x 35 mm)	20	AA -

Behälter 12 Kanäle Flip



- Farben gemischt: blau, grün, rot, gelb und naturweiss
- 12 Kanäle zu 5ml
- Well Flip-Side für 50 ml
- Für einmaligen Gebrauch
- Für Ein- oder Mehrkanal-Pipette
- Nicht steril
- Kanäle nummeriert von 1 bis 12

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF pro 25
010182	Behälter 12 Kanäle Flip Gemischte Farben	AA -



Finden Sie die 2 in 1, 3-in-1- und SideCar-Lagerbehälter auf www.milian.com