## Reagenzbehälter

- Hergestellt aus Polypropylen
- Niedrige Form
- SBS-Format
- Maße L x B x H (mm): 127,8 x 85,5 x 31,4
- Innere Höhe (mm): 26,9
- Kompatibel mit Automaten
- Niedriges Totvolumen
- Beständig bis -80 °C
- Zertifizierte Reinraumprodukte der Klasse 8
- Typ I

DNase RNase




| Art. Nr. | Bezeichnung | Boden | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|
| 135730 | Behälter 190 ml | Flach | 50 | AA - |
| 135731 | Behälter 8 Kanäle | Konisch | 50 | AA - |
| 135732 | Behälter 12 Kanäle | Konisch | 50 | AA - |
| 135733 | Behälter 96 Wells | Konisch | 50 | AA - |
| 135734 | Behälter 384 Wells | Konisch | 50 | AA - |

## 75-ml-Behälter, autoklavierbar, mit Deckel

Behälter aus Polypropylen, autoklavierbar und wiederverwendbar.
Kann mit einem Deckel für das Lagern von Lösungen ergänzt werden.



| Art. Nr. | Bezeichnung | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|
| 446009 | Behälter 75 ml ohne Deckel | 10 | AA - |
| 446010 | Deckel für Behälter 75 ml | 10 | AA - |

## Behälter mit 12 Kanäle

- Aus Polypropylen
- Betriebstemperatur: - 80 °C bis + 121 °C
- 3 ml-Kanal
- Einzelverpackung
- Geliefert mit Deckel



| Art. Nr. | Steril | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|
| 141152 | Nein | 50 | AA - |
| 141153 | Ja | 20 | AA - |

## Reagenzien-Behälter V-Groove 2-125 ml Matrix

MATRIX

- Behälter 12 Kanäle Volumen 125 ml
- Zum Anfüllen aller Kanäle mit einem 96-Kanal-Verteiler zu je 1 ml
- Minimales Gesamtvolumen: 5 ml
- Speziell für den automatisierten Einsatz geeignet
- V-förmiger Boden für optimale Entnahme
- Aus Polypropylen, autoklavierbar



| Art. Nr. | Volumen max (ml)** | Höhe (mm) | Steril | Verpackt zu | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 446000 | 95 / 125 | 27,4 | – | 10 | 20 | AA - |
| 446001 | 95 / 125 | 27,4 | Ok | 10 | 20 | AA - |
| 446441 | 160 / 220 | 41,1* | – | 10 | 20 | AA - |
| 446478 | 160 / 220 | 41,1* | Ok | 10 | 20 | AA - |

*Deepwell **Mit Schikane / ohne Schikane



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com