Objektträger für Immunfluoreszenz-Reaktionen Immuno-Cell


Objektträger für Immunfluoreszenz-Reaktionen mit lichtdichter schwarzer Teflon-Beschichtung.

- **Stark hydrophobe Beschichtung**
- **Verhindert Kontaminationen zwischen den Wells**

Weitere Farben (blau, grün, gelb, grau, weiß und orange) sind auf Anfrage ab einer Bestellung von mind. 1000 Objektträgern erhältlich.


Art. Nr.	Matter Bereich	Anzahl Wells	ø Wells (mm)	Nummerierte Wells	CHF pro 100
6110000B	Ja	1	8	Nein	**AA -**
6110047B	Ja	1	8 (Chlamydia)	Nein	**AA -**
61100101B	Ja	1	13 (Ring)	Nein	**AA -**
6110024B	Ja	1	18	Nein	**AA -**
6110021B	Ja	2	8	Ja	**AA -**
6110010B	Ja	2	10	Ja	**AA -**
6110076B	Ja	2	11	Nein	**AA -**
6110089B	Ja	2	12	Nein	**AA -**
61100102B	Ja	2	13 (Ring)	Nein	**AA -**
6110074B	Ja	2	15	Nein	**AA -**
6110081B	Ja	2	19	Nein	**AA -**
6110023B	Ja	2	25 x 20 (Rechteck)	Nein	**AA -**
6110001B	Ja	3	8	Nein	**AA -**
6110002B	Nein	3	10	Ja	**AA -**
6110022B	Ja	3	10	Nein	**AA -**
6110030B	Ja	3	11	Nein	**AA -**
6110003B	Nein	3	12	Ja	**AA -**
6110004B	Ja	3	14	Nein	**AA -**
6110041B	Ja	3	14 (Ring)	Nein	**AA -**
6110060B	Ja	4	6	Nein	**AA -**
6110075B	Ja	4	7	Ja	**AA -**
6110037B	Ja	4	8	Ja	**AA -**
6110069B	Ja	4	9	Ja	**AA -**
6110059B	Ja	4	10	Nein	**AA -**
6110052B	Ja	4	11	Nein	**AA -**
6110018B	Nein	4	14	Nein	**AA -**
6110061B	Ja	6	5	Nein	**AA -**
6110086B	Nein	6	10	Nein	**AA -**
6110027B	Ja	6	8 x 14 (Oval)	Nein	**AA -**
6110005B	Ja	8	6	Ja	**AA -**
6110058B	Ja	8	8	Ja	**AA -**
6110082B	Nein	8	8	Nein	**AA -**





6110047B 6110023B 6110027B

Art. Nr.	Matter Bereich	Anzahl Wells	ø Wells (mm)	Nummerierte Wells	CHF pro 500
6110006B	Ja	10	4	Nein	**AA -**
6110011B	Ja (links)	10	5	Nein	**AA -**
6110087B	Ja (rechts)	10	5	Ja	**AA -**
6110043B	Nein	10	5 (Hep-2)	Ja	**AA -**
6110063B	Ja (links)	10	6	Ja	**AA -**
6110014C	Ja (rechts)	10	6	Ja	**AA -**
6110017B	Ja	10	6	Nein	**AA -**
6110016B	Ja	10	7	ja	**AA -**
6110009B	Ja	10	8	Nein	**AA -**
6110015B	Ja	10	8	Ja	**AA -**
6110051B	Nein	10	8	Ja	**AA -**
6110033B	Ja	12	3	Nein	**AA -**
6110020B	Ja	12	4	Ja	**AA -**
6110077B	Ja	12	5	Ja	**AA -**
6110029B	Ja	12	6	Nein	**AA -**
6110070B	Ja	12	6	Ja	**AA -**
6110091B	Ja	12	7	Ja	**AA -**
6110019B	Nein	12	8	Ja	**AA -**
6110026B	Ja	14	5	Ja	**AA -**
6110025B	Ja	15	4	Nein	**AA -**
6110035B	Ja	18	4	Nein	**AA -**
6110036B	Ja	18	5	Nein	**AA -**
6110071B	Ja	18	6	Nein	**AA -**
6110028B	Ja	21	4	Nein	**AA -**
6110032B	Ja	24	4	Nein	**AA -**
6110050B	Ja	30	3	Nein	**AA -**
6110012B	Ja	36	2	Nein	**AA -**



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com