Petrischalen ClearLine®

- Kristall Polystyrol, höchste Klarheit
- Herstellungsanforderungen ISO-Klasse 7
- Aseptisch oder steril (mit E-BEAM bestrahl, 10 kgy)



Maße* (mm)	Nocken	Verpackt zu	VE	Aseptisch Art. Nr.	Aseptisch CHF/ VE	E-Beam bestrahlt Art. Nr.	E-Beam bestrahlt CHF/ VE
55 x 14 (Ø x H)	Ohne	15	1200	**076059**	**AA -**	**076059S**	**AA -**
55 x 14 (Ø x H)	3	15	1200	**076058**	**AA -**	**076058S**	**AA -**
90 x 13 (Ø x H)	Ohne	20	500	**020006B**	**AA -**	**020006BS**	**AA -**
90 x 14,2 (Ø x H)	3	33	825	**257045**	**AA -**	-	-
90 x 13 (Ø x H)	3	20	500	**076084B**	**AA -**	**076084BS**	**AA -**
90 x 13 (Ø x H)	3	20	500	**076064****	**AA -**	-	-
120 x 120 x 15 (l x L x H)	4	10	240	**076063**	**AA -**	**076063S**	**AA -**
140 x 13 (Ø x H)	4	15	165	**076060B**	**AA -**	**076060SD**	**AA -**

* Abmessungen, siehe Datenblätter www.milian.com für weitere Details.
** Doppelte Verpackung

Antibiotika-Scheiben

- Zellulosescheiben für Antibiogramme
- Durchmesser: 6, 9 oder 12 mm



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
074074	Antibiotika-Scheiben 6 mm	1000	**AA -**
074113	Antibiotika-Scheiben 9 mm	1000	**AA -**
074114	Antibiotika-Scheiben 13 mm	1000	**AA -**

Petrischalen Greiner Bio-One

Petrischalen

Petrischalen aus Polystyrol, mit und ohne Nocken, sehr klar, von hoher Qualität mit flachem Boden und stabil. Die Version «schwer» beinhaltet noch mehr Material, das die Stabilität erhöht.
3 Versionen: aseptisch (nicht durch Bestrahlung sterilisiert), E-Beam steril (Bombardierung mit Elektronen) und Gammastrahlen-bestrahlt steril.





ø x H (mm)	Nocken	Verpackt zu	VE	Aseptisch Art. Nr.	Aseptisch CHF	E-Beam Art. Nr.	E-Beam CHF	Gamma-strahlen Art. Nr.	Gamma-strahlen CHF
35 x 15	Ja	10	740	**627102**	**AA -**	-	-	-	-
55 x 12**	Nein	15	1620	**020003**	**AA -**	-	-	-	-
60 x 15	Ja	20	600	**628102**	**AA -**	**628161**	**AA -**	**628162B**	**AA -**
93 x 21*	Ja	15	360	**664102**	**AA -**	-	-	**664161**	**AA -**
94 x 16	Ja	20	480	**633180**	**AA -**	**633180**	**AA -**	-	-
94 x 16	Nein	20	480	**632180**	**AA -**	-	-	-	-
94 x 16*	Nein	20	480	-	-	-	-	**632191**	**AA -**
145 x 20	Ja	15	120	**639102**	**AA -**	**639161**	**AA -**	**639101**	**AA -**
120 x 120 x 17 (quadrat.)	Ja	10	240	**688102**	**AA -**	-	-	**688162**	**AA -**

* Schwere Version, hohe Stabilität
** Ökonomische Version

Contact Petrischalen

Speziell für Entnahmen von der Oberfläche zur Lokalisierung oder zur Identifizierung von Mikroorganismen geeignet.
Karierter Boden, um das Zählen der Kolonien zu erleichtern.
Sowohl in aseptischer (nicht durch Bestrahlung sterilisiert) Version sowie in E-Beam-bestrahlter steriler Version erhältlich.

Art. Nr.	Maße (mm)	Nocken	Steril	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
629161	65 x 15	Nein	E-Beam	20	600	**AA -**
629180	65 x 15	Ja	E-Beam	20	600	**AA -**
629102	66 x 15	Nein	Aseptisch*	20	600	**AA -**

* nicht durch Bestrahlung sterilisiert



Spezielle Petrischalen

Art. Nr.	ø x H (mm) / Eigenschaften	Belüftet	Aseptisch*	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
635102	94 x 16 2 Abteile	Ja	Ja	20	480	**AA -**
657102	6 Wells 15 ml	Ja	Ja	2	100	**AA -**

* nicht durch Bestrahlung sterilisiert

TIPP



Siehe Seite 633 und folgende für Bakteriologie Medien

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com