Anaerobengefäße mit Racks für Petrischalen



Zur Züchtung von anaeroben oder mikroaerophilen Mikroorganismen.

- **Mit Vakuumpumpe zur Evakuierung und zum Begasen**
- **Aus rostfreiem robusten Edelstahl**
- **UV-stabil**
- **Leicht zu reinigen**
- **Deckel aus Kunststoff**
- **Mit Manometer am Deckel zur genauen Kontrolle des Vakuums bzw. Überdrucks (- 1 bis + 0,2 bar)**

Anaerobengefäße

Art. Nr.	Typ	Für	Vol. (l)	Dim. Ø x H (mm)	Material Körper/Deckel	Verbindungen	Verwendbare Raks	Anzahl Packs	CHF
110711	Crystal	15 Petrischalen, Ø 60-100 mm	3	120 x 270	Transparentes PC	2 Vakuumpumpen, 1 Manometer	110723, 110728, 110724	1	**AA -**
110719	Breit	15 Petrischalen, Ø 60-150 mm	6	175 x 260	Edelstahl/ Schwarzer Kunststoff	2 Vakuumpumpen, 1 Manometer	110723, 110724, 110725, 110727, 110728, 110726	2	**AA -**
110720	Small	10 Petrischalen, Ø 60-100 mm	2	120 x 170	Edelstahl/ Schwarzer Kunststoff	2 Vakuumpumpen, 1 Manometer	110723, 110724, 110728	1	**AA -**
110721	Standard	15 Petrischalen, Ø 60-100 mm	3	120 x 270	Edelstahl/ Schwarzer Kunststoff	2 Vakuumpumpen, 1 Manometer	110723, 110724, 110728	1	**AA -**
110722	Eco	15 Petrischalen, Ø 60-100 mm	3	120 x 270	Edelstahl/ Transparentes PC	Ventilationsschraube	110723, 110724, 110728	1	**AA -**

Einsatzgestelle

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
110723	Gestell für 10 Petrischalen, Ø 60 - 100 mm	**AA -**
110724	Gestell für 15 Petrischalen, Ø 60 - 100 mm	**AA -**
110725	Gestell für 10 Petrischalen, Ø 60 - 150 mm	**AA -**
110726	Gestell für 45 Petrischalen, Ø 60 mm	**AA -**
110727	Gestell für Multi-Well-Platten	**AA -**
110728	Gestell für 9 Röhrchen, Ø 18 mm	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
110712	Beutel GasPack Kit anaerob, Kapazität 3,5 l	10	**AA -**
110713	Beutel GasPack Kit CO_2, Kapazität 2,5 l	10	**AA -**
110714	Beutel GasPack Kit mikroaerophil, Kapazität 3,5 l	10	**AA -**
110715	Anaerobiose-Indikator, Teststreifen	100	**AA -**

Anaerobe Gefäße

NEU

GASPAK 100



- **Lieferung komplett**
- **Mit Racks für 12 Boxen**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
260626	Anaerobe Gefäße	**AA -**

GASPAK EZ

- **Für 15 oder 30 Boxen**



Art. Nr.	Anaerobe Gefäße	CHF
260671	für 15 Boxen	**AA -**
260672	für 30 Boxen	**AA -**

Racks

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
260673	Rack für 15 - 18 Petrischalen für GasPak™ EZ standard	**AA -**
260674	Rack für 30 - 33 Petrischalen für GasPak™ EZ large	**AA -**

Anaerobe Atmosphärenproduktion und Indikator



Ein Pad ist mit Methylenblau getränkt. Diese Farbe ändert sich in Abwesenheit von Sauerstoff von blau nach farblos.

- **Ermöglicht die Herstellung einer anaeroben Atmosphäre**
- **Indikator für anaerobe Atmosphäre**
- **Für rundes Gefäß oder EZ-Gefäß**
- **Pro Packung mit 20 Stück**

Ref.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
0260001	System zur Erzeugung anaerober Atmosphäre	20	**AA -**
176047	Indikatorstreifen für anaerobe Atmosphäre	100	**AA -**

Atmosphärenerzeugung in Hülle



- **Kann 2 Petrischalen Durchmesser 90 mm enthalten**
- **Pro Packung mit 20 Stück**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
260683	GasPak EZ System zur Erzeugung anaerober Atmosphäre	20	**AA -**
260684	GasPak EZ CO2-Atmosphäre Produktionssystem	20	**AA -**