Rack für Petrischalen EasyPlate™



- **Erhöht die Arbeitsfläche**
- **Beseitigt den Effekt des Balancierens von Petrischalen**
- **Gute Stabilität der Schalen dank eines elastischen Systems**
- **Geliefert mit Etiketten zur Beschriftung**
- **Aus Polycarbonat, autoklavierbar**

Zwei Modelle erhältlich:
- Für 48 (4 x 12) Kunststoff-Petrischalen (Ø 94 mm);
- Für 84 (4 x 24) Kunststoff-Petrischalen (Ø 94 mm).


Rack für 48 Petrischalen EasyPlate™

Natur	Rot	Gelb	Blau	CHF	Gemischt	CHF pro 4
086645	086647	086648	086649	AA -	086651	AA -

Rack für 84 Petrischalen EasyPlate™

Natur	Blau	CHF
086646	086650	AA -

Rack für Petrischalen Rodac



- **Für 60 Petrischalen (ø 65 mm) oder 42 Schalen (ø 100 mm)**
- **Aus Polypropylen weiß, mit Tragegriff**
- **Autoklavierbar 20 Minuten bei 121 °C**
- **Flach geliefert, zum Zusammenstecken**
- **Maße (L x B x H) Art. Nr. 065401: 26,6 x 16,5 x 17,8 cm**
- **Maße (L x B x H) Art. Nr. 088736: 33 x 21 x 17,8 cm**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
065401	Rack für 60 Petrischalen ø 65 mm	AA -
088736	Rack für 42 Petrischalen ø 100 mm	AA -


Inkubationsplatte für Petrischalen



- **Für einfacheres Handling und Inkubation der Petrischalen**
- **Weißes Epoxid**
- **Maße: 349 x 134 x 22 mm**
- **Mögliche Petrischalen-Durchmesser: 90, 60, 50 und 35 mm**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
085497	Inkubationsplatte weißes Epoxid	AA -

Inkubationsplatten stapelbar für Petrischalen



Platten aus Polypropylen können 5 Petrischalen (Ø 100 mm) oder 15 Petrischalen (Ø 60 mm) aufnehmen.

- **Stapelbare Platten zur Platzoptimierung im Inkubator**
- **Maße (L x B x H): 251 x 237 x 35 mm**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF pro 3
086601	Inkubationsplatten stapelbar für Petrischalen	AA -


Impfösen Gosselin



Volumen	1 µl	10 µl
Verpackt zu	20	20
VE	9000	9000
Impföse + Kopf	076835	076837
Impföse + Nadel	076839	076842
CHF/VE	601,75 -	601,75 -

Modell ökonomisch

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
731165GO	Impföse, 1 µl	20	3000	AA -
731175GO	Impföse, 10 µl	20	3000	AA -



- **Zwei Modelle:**
  - Kalibrierte Öse 1 µl oder 10 µl + Kopf
  - Kalibrierte Öse 1 µl oder 10 µl + Nadel (Impffeder)
- **Aus biegsamem Polystyrol, weicher im Umgang mit Agar**
- **Ergonomisch**
- **Im Beutel wiederverschließbar mit Zipverschluss**
- **Steril**