Petriturn-E und Petriturn-M Auflageplatten für Petrischalen

Eigenschaften Petriturn-M


- **Leistungsstarker Apparat mit langer Lebensdauer dank einer massiven Auflageplatte**
- **Von zwei Seiten verwendbar für eine einfachere Handhabung der Petrischalen ø 100 und 150 mm**
- **Größe: 160 x 45 mm**
- **Gewicht: ca. 2,3 kg**

Eigenschaften Petriturn-E

- **Gerät aus Edelstahl, funktioniert mit einem elektrischen Motor und einem Sensor für Bedienung der Platte ohne Kontakt**
- **Verwendung für eine gleichmäßige Oberfläche mit flüssigem Agar in Petrischalen**
- **Verwendbar für Petrischalen bis 100 mm Durchmesser (150 mm optional und andere Durchmesser auf Anfrage erhältlich)**
- **Dreht bei einer Geschwindigkeit von 10 bis 100 U/Min, einstellbar für die Dauer von 3 Sek. bis 2 Min. oder durchgehend**
- **Option: Anschluss eines Pedals**
- **Größe: 160 x 70 mm**
- **Gewicht: ca. 1 kg**
- **Vewendungsdauer: 3 Sek. – 2 Min. / non-stop**







Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
150594	Petriturn-E elektrisch 230 V	**AA -**
150595	Petriturn-M manuell	**AA -**
150596	Pedal für Petriturn-E	**AA -**
150597	Halter für Petrischalen bis 150 mm	**AA -**
150598	Spatel aus rostfreiem Stahl 180 mm	**AA -**
150599	Spatel aus Glas 145 mm	**AA -**

Replikator für Petrischalen


Das System erlaubt die Replikation von Bakterienkolonien nach der «Stempeltechnik auf Velours». Für 90 mm-Schalen. Das System beinhaltet:

- Einen PVC-Zylinder - Höhe 69 mm;
- Tuch (152 x 152 mm) aus Baumwollsamt;
- Aluminiumring zur Fixierung des Tuches auf dem Zylinder.



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
085884	Replikator (Zylinder + Ring) mit 12 sterilen Tüchern	**AA -**
085885	Sterile Tücher aus Baumwollsamt (3 Beutel zu 12 Stk.)	**AA -**

Polystyrol-Impfösen



Länge (mm)	194	
Packungseinheit	20	1
VE	7000	2000
Impfstoff 1 µl	**483047**	**483049**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**
Impfstoff 10 µl	**483048**	**483050**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**

Impföse Wheaton®

- **Aus Polystyrol**
- **Glatter Kopf**
- **Starrer Griff**
- **Sterilisiert mit Ethylenoxid**
- **In abziehbaren Beuteln zu 20**



Art. Nr.	Volumen (µl)	Farbe	Länge (mm)	Verpackt zu*	VE	CHF/ VE
055777	10	Grün	172	1000	6000	**AA -**
055775	1	Transparent	170	1000	6000	**AA -**
055774	10	Blau	199	1000	6000	**AA -**
055776	1	Blau	199	1000	6000	**AA -**

* in abziehbaren Beuteln zu 20 Stück.

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com