Sterile L-Form Spatel in weiß oder blau



Spatel steril, als L-Form, mit umgebogenen Ecken, um verkratzte Oberflächen des Kulturmediums zu vermeiden. Einzelverpackt oder im Beutel zu 5. Durchmesser: 3 mm. Farben blau oder weiß.

Art. Nr.	Farben	Breite Spatel	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
999060B	Weiß	35 mm	1	400	**AA -**
999059B	Weiß	35 mm	5	400	**AA -**
042820	Blau	33 mm	1	500	**AA -**
042821	Blau	34 mm	5	1000	**AA -**

Spatel T-Form



Spatel steril in T-Form. Einzelverpackt, zu 5 oder zu 10.

Art. Nr.	Form	Breite Spatel	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
042822	T-Form	35 mm	1	500	**AA -**
042823	T-Form	35 mm	5	1000	**AA -**
042824	T-Form	34 mm	10	1000	**AA -**

Sterile L-Form Spatel grün oder orange





- **Einweg-Spatel**
- **L-Form mit umgebogenen Ecken**
- **Aus Polystyrol oder ABS**
- **Glatte Oberfläche**
- **L x B x ø: 146 x 38 x 4 mm**
- **Einzelverpackt oder zu 10**

Art. Nr.	Farben	Material	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
037616	Grün	ABS	10	500	**AA -**
010178	Orange	PS	10	500	**AA -**
010177	Orange	PS	1	500	**AA -**

PS : Polystyrol ABS : Acrylnitril-Butadien-Styrol

Verteiler Wheaton®




DWK LIFE SCIENCES

- **Glatte L-Form**
- **Steril**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055779	Verteiler L-Form	5	500	**AA -**

Sterile L-förmige Streuer



- **Aus Polystyrol**

NEU

Länge (mm)	148
Art. Nr.	**483045**
Packungseinheit	5
VE	2400
CHF/VE	**AA -**
Art. Nr.	**483046**
Packungseinheit	1
VE	2000
CHF/VE	**AA -**