Spatel zum Ausstreichen steril in Rechen-Form



Maße: 172 x 37 x 14 mm. Einfache Benutzung. Steril

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF pro 500
037877	Spatel steril	1	176,70 -

Drigalskispatel



- **Aus Glas**
- **Maße (L x B x ø): 145 x 50 x 5 mm**
- **Für eine gleichmäßige Verteilung von biologischem Material**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
140605	Drigalskispatel 145 x 50 mm	6,30 -

Etaleurs en acier inox

Zum Ausstreichen von Bakterien in Petrischalen.

- **Aus rostfreiem Stahl**
- **Autoklavierbar**
- **Sterilisierbar mit Flamme**
- **Länge: 302 mm**
- **Zwei Breiten: 16 oder 25 mm**



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
085968	Spatel aus rostfreiem Stahl - Breite 16 mm	56,30 -
085969	Spatel aus rostfreiem Stahl - Breite 25 mm	56,40 -

Doppel-Rühr-Spatel

Spatel mit zweifacher Funktion:
- Rühr-Spatel an einem Ende (30 x 7 mm);
- Inokulationsstab am anderen (38 x 1 mm).


Gesamtlänge: 150 mm. Dicke: 7 mm.



Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
999065	Rührer - Impffeder steril	5	1000	172,35 -

Rührstäbe

- **Stab aus Borosilikat- oder Sodakalkglas**
- **Durchmesser: 8 mm**
- **Länge: 250 mm**



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
673329	Rührstab aus Sodakalkglas	4,90 -
673330	Rührstab aus Borosilikatglas	5 -

Pinzette für sterile Probeentnahme

- **Aufgeraute innere Oberfläche für ein besseres Greifen der Objekte**
- **Steril, Einzelverpackung**



Art. Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	VE	CHF/ VE
085931	Pinzette zur Entnahme	108	25	125,60 -

Spateln Smartspatula

- **Aus Polypropylen, Einmalgebrauch**
- **Zum Aushöhlen, Mischen, Schaben**
- **Mit einem Spatel an einem Ende und einem Schaber am andern Ende**
- **Verwendbar mit tiefgekühlten Proben in flüssigem Stickstoff**
- **Resistent gegen Säure und verdünnte Basen**
- **Minimale Wärmeübertragung dank seiner hohlen Form**
- **Autoklavierbar**
- **Version « undurchsichtig » in steriler Verpackung erhältlich (Beutel 10 Stk.)**



Art. Nr.	Länge (mm)	Typ / Farben	VE	CHF/ VE
059362B	210	Undurchsichtig	300	AA -
059365B	210	Undurchsichtig steril	100	AA -

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com