
Holzstäbchen

- Holzstäbchen
- 3 Größen
- Garantiert 100% lebensmittelecht



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
711952	Holzstäbchen 1 Spitze, 66 mm	1000	AA -
711953	Holzstäbchen 2 Spitzen, 68 mm	1000	AA -
711954	Holzstäbchen 2 Spitzen, 80 mm	1000	AA -

Zahnstocher aus Holz



Art. Nr.	Länge (mm)	ø (mm)	Anzahl Spitzen	VE	CHF/ VE
046002	80	1,8	2	100	AA -
046003	80	1,8	2	1000	AA -
046098	68	1,8	2	1000	AA -
534804	65	2	1	800	AA -

Wattestäbchen



- Stängel aus Holz

Art. Nr.	Köpfe	Maße Stängel Ø x L (mm)	Ø Kopf (mm)	VE	CHF/ VE
046027	2	2,2 x 80	6	100	AA -

Zahnstocher aus Holz SmartPicks



- 3 Längen: 32,5 mm, 63,5 mm und 152,4 mm
- Version 32,5 mm geeignet für Röhrchen 1,5 ml
- 2 Spitzen-Größen: 1,6 mm (halb-spitz) und 0,4 mm (Typ Nadelspitze)
- Autoklavierbar

Art. Nr.	Länge (mm)	ø Spitze (mm)	VE	CHF/ VE
320058	32,5	1,6	2000	AA -
320059	32,5	0,4	2000	AA -
320060	63,5	1,6	1500	AA -
320061	63,5	0,4	1500	AA -
320062	152,4	1,6	500	AA -
320063	152,4	0,4	500	AA -


Zungen-Spatel



- Aus Holz
- Kontakt glatt
- Abgerundete Enden
- Nicht steril
- Einweg

Art. Nr.	Bezeichnung	Maße B x L (mm)	VE	CHF/ VE
046009	Zungen-Spatel aus Holz	150 x 18	100	AA -
534801	Zungen-Spatel aus Holz ECO	150 x 18 x 2,2	100	AA -
534802	Zungen-Spatel aus Holz ECO Einzelverpackung	180 x 21 x 2,35	100	AA -

Wattestäbchen Histobrush



Für endozervikale Probeentnahme. Für einwandfreie Probeentnahmen. Wattestäbchen steril in Form einer Bürste für die Zellentnahme, Chlamydien-Untersuchung, Entnahme nach der Papanicolaou-Methode, Entnahme bei STD, etc.

- Effizienz beinahe 70-fach höher als mit einem traditionellen Wattestäbchen
- Steril einzelverpackt, Länge: 20 cm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF pro 100
252188	Histobrush Wattestäbchen steril	AA -

Tupfer für nasopharyngeale Probenahme

Trockene Tupfer

NEU



Stiel	Material	ABS
	Länge (mm)	153
	Ø (mm)	2,5
	Teilbarestelle (mm)	100
Spitze	Material	Nylon
	Ø (mm)	3
Volumen Medium (ml)		3

- Stielmaterial: ABS
- Gesamtlänge (mm): 150
- Ø (mm) : 2,5
- Höhe des Bruchs (mm): 82,5
- Beflockte Nylon-Spitze
- Breite (mm): 3
- Dicke (mm) : 3
- Länge (mm) : 16
- Steril
- CE ; FDA
- Einzeln verpackt

DNase RNase · Human DNA · Pyrogen

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
011990	Tupfer im abziehbaren Beutel	100	AA -

Tupfer mit Medium

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
010233	10 ml Tube mit 3 ml Transportmedium - Konservierung	500	AA -
010234	10 ml Tube mit 3 ml Konservierungsmedium - Virusinaktivierung	500	AA -