Diagnose Wattestäbchen



Wattestäbchen mit Spitzen aus Schaumstoff

Für eine Vielzahl von klinischen und DNA-Anwendungen.

➤ **Medical Grade Schaumstoff-Spitzen**

Art. Nr.	Steril	Material Stängel	Spitzen Typ	Transport Röhrchen	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
263073	Ok	Acetal	Klein	-	1	50	AA -
252189B	Ok	PS	Standard	-	1	100	AA -
263075	Ok	PS	Standard	Speziell*	1	100	AA -
263076	Ok	PP	Viereckig	-	1	50	AA -
263077	Ok	PP	Groß	-	1	50	AA -
036414B	Ok	PP	Breit	-	1	50	AA -
263078	Ok	PS	Länglich, nicht-abrasiv	-	1	100	AA -
263079	-	PS	Länglich, nicht-abrasiv	-	100	100	AA -

* Der Stängel ist an der Kapsel des Röhrchens befestigt, das Halten der Probe erfolgt ohne Kontakt mit den Wänden.

Wattestäbchen mit Spitze aus Polyester

Für den Transport von Proben, Laborarbeiten und Diagnostik-Kits.

➤ **Medical Grade Polyesterfaser Spitzen**

➤ **Freie Fettsäuren, oder latente Zucker**

Art. Nr.	Steril	Material Stängel	Spitzen Typ	Transport Röhrchen	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
263096	-	Aluminium	Sehr fein	-	100	100	AA -
263097	Ok	Aluminium	Sehr fein	-	1	50	AA -
263098	Ok	PS	Sehr fein	-	1	50	AA -
263099	-	Aluminium /PS	Sehr fein	-	100	100	AA -
263100	Ok	Aluminium /PS	Sehr fein	-	1	50	AA -
263101	Ok	Aluminium	Sehr fein	-	1	50	AA -
263102	-	PS	Standard	-	100	1000	AA -
263103	-	PS	Standard	-	100	1000	AA -
263104	Ok	PS	Standard	-	1	100	AA -
263105	Ok	PS	Standard	-	2	200	AA -
252192B	Ok	PS	Standard	Ok	1	30	AA -
263106	Ok	PS	Standard	Ok	2	60	AA -
263108	-	Holz	Standard	-	100	1000	AA -
263109	Ok	Holz	Standard	-	1	100	AA -
263110	Ok	Holz	Standard	-	2	200	AA -
263111	Ok	PS fest	Standard	-	1	100	AA -
263112	Ok	PS fest	Standard	-	2	200	AA -
263113	Ok	Holz	Fein	-	2	200	AA -
263114	-	PPE/PS	Sehr fein	-	100	100	AA -
263115	Ok	PPE/PS	Sehr fein	-	1	100	AA -

* Das Stängel ist an der Kapsel des Röhrchens befestigt, das Halten der Probe erfolgt ohne Kontakt mit den Wänden.

Wattestäbchen mit Spitze aus Viskose

Für die Entnahme von Proben für die Diagnose, Wundversorgung und medizinische Anwendungen.

➤ **Spitzen aus Viskose**

Art. Nr.	Steril	Material Stängel	Spitzen Typ	Transport Röhrchen	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
263080	-	Aluminium	Sehr fein	-	100	100	AA -
252190	Ok	Aluminium	Sehr fein	-	1	50	AA -
263082	Ok	Aluminium	Sehr fein	-	1	50	AA -
263083	-	PS	Standard	-	100	1000	AA -
263084	-	PS	Standard	-	100	1000	AA -
263085	Ok	PS	Standard	-	1	100	AA -
263087	-	Holz	Standard	-	100	1000	AA -
263088	Ok	Holz	Standard	-	1	100	AA -
263089	Ok	Holz	Standard	-	2	200	AA -
263090	-	Papier	Breit	-	50	50	AA -
263091	Ok	PS	Breit	-	1	50	AA -
263092	Ok	PS	Breit	-	2	100	AA -
263093	-	PP	Breit	-	50	50	AA -
263094	-	PP	Breit	-	50	50	AA -
263095	-	PS, kurz	Breit	-	2000	2000	AA -

Wattestäbchen aus Calciumalginat

Für eine Vielzahl von klinischen und DNA-Anwendungen.

➤ **Medical Grade Calciumalginat Spitzen**

Art. Nr.	Steril	Material Stängel	Spitzen Typ	Transport Röhrchen	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
263116	Ok	Aluminium	Sehr fein	-	1	50	AA -
263118	-	PS	Standard	-	100	1000	AA -
263119	Ok	PS	Standard	-	1	100	AA -
263120	Ok	PP	Standard	-	2	200	AA -
263121	-	Holz	Standard	-	100	1000	AA -
263122	Ok	Holz	Standard	-	1	100	AA -
263123	-	Holz	Standard	-	2	200	AA -

Wattestäbchen Baumwolle Cap-Shure Transportverschluss

Für die Sammlung von DNA-Probe oder Beweise.

➤ **Baumwoll Spitzen**

➤ **Mit wiederverschließbaren und belüftete Deckel**



Art. Nr.	Steril	Material Stängel	Spitzen Typ	Transport Röhrchen	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
263124	Ok	Holz	Standard	Cap-Shure	1	50	AA -
263125	Ok	PS	Standard	Cap-Shure	1	50	AA -

Wattestäbchen für Rechtsmedizin

➤ **Steril**

➤ **Qualität DNA Frei / RNase frei: von einem unabhängigen Labor getestet, aufnahme von weniger als 25 pg menschlicher DNA**

➤ **Qualität kontrolliert: Produkte in einem Reinraum hergestellt, um DNA-Kontamination zu minimieren**

➤ **Qualität graduiert : graduierter Tupfer geeignet für Tiefenmessungen(Wunden)**

Art. Nr.	Material Stängel	Material Spitze	Größe der Spitze	Transport Röhrchen	Typ	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
263029	Holz	Baumwolle	Standard	-	DNA free / RNase free*	1	100	AA -
263030	Holz	Baumwolle	Standard	Ok, 2 Tupfer/Röhrchen	DNA free / RNase free*	2	100	AA -
263031	Polypropylen	Schaumstoff	Breit	-	DNA free / RNase free*	1	50	AA -
263032	Kunststoff	PurFlock	Standard	Ok	DNA free / RNase free*	1	50	AA -
263033	Polypropylen	Baumwolle	Standard	Ok	Kontroliert**	1	50	AA -
263034	Holz	Baumwolle	Klein und spitzig	Ok	Kontroliert**	1	50	AA -
395036	Holz	Baumwolle	Standard	Ok	DNA free / RNase free*	1	600	AA -
263071	PS flexibel	Schaumstoff	Gezackt	-	Graduiert***	50	50	AA -
263072	PS flexibel	Schaumstoff	Gezackt	-	Graduiert***, Stérile	1	50	AA -

* Steril, zertifiziert als RNAse-free und DNA-Gehalt < 25 pg.
** Steril, in Reinräumen hergestellt und kontrolliert, um DNA-Kontaminationen zu begrenzen.
*** Graduierter Stab für die Messung der Wundtiefe

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com