Wattestäbchen mit Wattekopf




Holzschaft oder Polypropylen. Mit einem oder zwei Watteköpfen.

Art. Nr.	Schaft	Schaft L x ø (mm)	Kopf L x ø (mm)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
020305	Holz	400 x 4	50-60 x 15-20	100	100	AA -
020306	Holz	500 x 4	50-60 x 15-20	100	100	AA -
020307	Holz	200 x 3	25-30 x 5	100	100	AA -
020308	Holz	250 x 3	25-30 x 5	100	100	AA -
020309	Holz	300 x 3	25-30 x 5	100	100	AA -
020310	Polypropylen*	80 x 2,5	12 x 4-5	100	2000	AA -
020311	Holz*	80 x 2,5	12 x 4-5	100	2000	AA -
020317	Holz	230 x 2,2	12 x 4-5	100	1000	AA -
390696A	Holz	150 x -	Breite 5 mm	20	100	AA -
390580	Holz	150 x -	Breite 5 mm	1	5000	AA -
390696	Holz	150 x -	Breite 5 mm	1	1000	AA -

* Wattestäbchen mit 2 Köpfen

Bürste zur Probeentnahme Gynobrush



Bürste nicht steril für Probenentnahme. 3 Modelle:
- Gynobrush: Länge 20 cm
- Gynobrush Plus: Länge 20 cm, Kopf abgeschlossen mit flexiblem Kunststoff
- Gynobrush Spezial: Länge 20 cm, Kopf in Dreieck-Form

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF zu 100
020411	Gynobrush Probeentnahme-Bürste	AA -
020412	Gynobrush Plus Probeentnahme-Bürste	AA -
020413	Gynobrush Spezial Probeentnahme-Bürste	AA -

Wattestäbchen mit Polyurethan-Kopf



A tige plastique ou bois.

Art. Nr.	Stängel	Länge Schaft (mm)	Kopf	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
020312	Holz	150	Fein	100	100	AA -
020313B	Polypropylen	150	Breit	25	25	AA -
020314	Holz	150	Breit	25	100	AA -
020315A	Polypropylen*	150	Breit flexibel	25	25	AA -

* Wattestäbchen mit zwei Köpfen

Flaschen mit Tupfer



- Aus sterilem Polypropylen (der Verschluss der Referenz 930753 ist aus Polyethylen)
- Rundboden, mit Rand
- Schützen Sie die Probe vor Kontamination
- Am Verschluss befindet sich ein Wattestäbchen (ideal für die Probenahme)
- Silikondichtung für perfekte Abdichtung
- Getestet mit 95 kPa

Art. Nr.	Volumen (ml)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
930752	5	100	500	AA -
930753	10	50	500	AA -

Wattestäbchen in Kunststoff-Röhrchen

- Wattestäbchen geliefert in Kunststoff-Röhrchen mit Etikett zur Beschriftung
- Verpackt in Beuteln zu 100 oder 500
- Erhältlich mit Schaft aus Holz, Plastik, Aluminium oder Papier mit Kopf synthetisch oder natürlich

Art. Nr.	Material Schaft	Material Spitze	Farbcode	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
020060	Holz	Watte hydrophil	Rot	500	500	AA -
020060COP	Holz	Watte hydrophil	Rot	100	100	AA -
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
020063	Kunststoff	Watte hydrophil	Rot	500	500	AA -
042807	Kunststoff	Viscose	Weiß	100	1000	AA -
042864	Kunststoff	Viscose	Blau	500	500	AA -
-	-	-	-	-	-	-
042811	Kunststoff	Dacron	Rot	100	1000	AA -
042812	Aluminium	Synthetisch	Orange	100	1000	AA -
042814	Aluminium	Dacron	Gelb	100	1000	AA -
042870	Aluminium	Viscose	Orange	500	500	AA -
-	-	-	-	-	-	-
042896*	Kunststoff	Synthetisch	Weiß	50	500	AA -
042817	Aluminium	Synthetisch	Blau	500	1000	AA -

* Doppelter Tupfer



Wattestäbchen steril in transparentem Polystyrol-Röhrchen

Wattestäbchen steril mit Holzschaft und Wattekopf, in transparentem Röhrchen aus Polystyrol.

Art. Nr.	Maße Röhrchen (mm)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
421180	16 x 150	1	700	AA -
421161	16 x 150	1000	1000	AA -
420180	16 x 110	1	700	AA -
420161	16 x 110	1000	1300	AA -

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com